

EMPRESA:  B. Braun Surgical S.A División Aesculap	<b>FICHA TÉCNICA</b>	GRUPO: MATERIAL DE SUTURA SINTÉTICO NO ABSORBIBLE	
	<b>DAFILON®</b>		

<b>C0935123</b>	<b>DAFILON BLUE 5/0 (1) 75CM DS16</b>	<b>DDP</b>
-----------------	---------------------------------------	------------

### Información técnica básica

<b>Descripción:</b>	<p>Material de sutura sintético no absorbible, monofilar de poliamida.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- estructura: monofilar</li> <li>- composición: poliamida 6 (azul)</li> <li>- recubrimiento: no impregnado</li> <li>- calibre: USP 5/0 (1 métrico)</li> <li>- curvatura aguja: 3/8 círculo</li> <li>- punta aguja: triangular</li> <li>- longitud aguja: 16 mm</li> <li>- longitud hilo: 75 cm</li> <li>- esterilización: radiación gamma</li> <li>- código GTIN (EAN) udad venta: 4038653714988</li> <li>- presentación udad venta: c/36</li> </ul>	
<b>Indicaciones:</b>	<p>Dafilon® está principalmente indicado para suturas dérmica, microcirugía, oftalmología y neurocirugía.</p> <p>las indicaciones principales son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Dafilon® azul</u>: fundamentalmente en cierre de pared abdominal, en aquellas cirugías donde se realicen laparotomías, y en cierre de piel cuando se precise de unos óptimos resultados estéticos</li> </ul>	