



Numbering of Temporary Shells and Crowns of Copperbands

Stand: 2006-06 Größen-Vergleich_E

The standard sizes show the circumferences in mm.

Standard-sizes (e.g. Germany)	Scandinavian sizes only stock quantities	Export sizes (Zoll)	Diameter in mm
15	1	1	4,78
16		2	5,10
17	2	3	5,41
18			5,73
19	3	4	6,05
20		5	6,37
21	4	6	6,69
22		7	7,01
23	5		7,32
24	6	8	7,64
25	7	9	7,96
26	8	10	8,28
27	9	11	8,60
28	10		8,92
29	11	12	9,24
30	12	13	9,55
31	13	14	9,87
32	14		10,19
33	15	15	10,51
34	16	16	10,83
35	17	17	11,15
36	18	18	11,46
37	19	19	11,78
38	20	20	12,10
39			12,42
40			12,74

Scandinavian sizes are finished Step by Step and changed to German sizes.

If one Scandinavian size is finished we pack as following:
German sizes Shells
Label show Scandinavian size and (German Size)

E. HAHNENKRATT GmbH
Dentale Medizintechnik
Benzstraße 19
DE-75203 Königsbach-Stein

Fon 0049 (0)7232 /3029-0
Fax 0049 (0)7232 /3029-99
info@hahnenkratt.com
www.hahnenkratt.com

Geschäftsführender
Gesellschafter:
Peter Schepperheyn
Dipl. Wirt.-Ing. (FH)
Geschäftsführer:
Hendrik Schepperheyn
Dipl. Wirt.-Ing.
Amtsgericht Mannheim
HRB 501452
Steuer-Nr. 4117957752