

Abra la puerta de la simplificación



Essentia<sup>®</sup>  
Universal

de GC

1 color, 3 opciones  
para todas las indicaciones  
en posteriores

**GC**


# Essentia® Universal de GC

## 1 color, 3 opciones para todas las

Essentia de GC ha marcado un cambio de modelo en la odontología restauradora al introducir un nuevo concepto en las restauraciones estéticas mediante el uso de tan solo siete colores y así abrir la puerta a un nuevo mundo de odontología restauradora más sencilla.

Con **Essentia Universal**, GC hace que la puerta a la simplificación se abra de par en par. El color Essentia Universal es **la solución definitiva para restauraciones posteriores: un color con un efecto de integración asombroso, ahora disponible en tres viscosidades**. Elija entre pasta, inyectable y una viscosidad muy fluida, **dependiendo de qué sea más útil para cada caso**. Desde restauraciones cervicales a oclusales, todas las versiones del color Universal son lo **suficientemente resistentes para cualquier tipo de cavidad**, sin limitaciones.

Resistencia a la flexión y abrasión a 3 cuerpos de las tres viscosidades del color Essentia Universal (fuente: datos de GCC R&D)



Gracias a un tratamiento de relleno patentado y al uso de partículas ultrafinas, las propiedades físicas de Essentia HiFlo y Essentia LoFlo son incluso más altas que las de Essentia Universal, lo que confirma que las tres viscosidades pueden utilizarse con seguridad para cualquier indicación.



Preparación para cavidades pequeñas de Clase I



Restauración mediante Essentia HiFlo Universal



Vista post-operatoria donde se aprecia una fantástica integración con los dientes naturales



# indicaciones en posteriores



Limpieza de las lesiones sin caries



Restauración con  
**Essentia LoFlo Universal**




Vista post-operatoria tras el pulido



**Essentia HiFlo** es un composite fluido con una **alta humectabilidad**, perfecto para una adaptación sencilla a preparaciones y una fluidez excelente para cavidades estrechas. Ofrece unas propiedades de manipulación excelentes con resistencia superior y una elevada radiopacidad de más del 300%, lo que facilita el diagnóstico de caries secundarias.



**Essentia LoFlo** es un composite inyectable con una **baja fluidez**, óptimo en caso de que se necesite material tixotrópico, por ejemplo, en restauraciones cervicales. Ofrece un desgaste mínimo, lo que asegura restauraciones duraderas incluso en la superficie oclusal.



**Essentia** es un composite en pasta con un concepto de siete colores simplificado. Su color Universal ofrece un efecto integrador excelente junto con una **consistencia condensable**: perfecto para restauraciones monocromáticas posteriores.



Se eligió un enfoque directo para este complejo caso post-endodóntico



Restauración con **everX Posterior** como núcleo de dentina y **Essentia Universal** como capa exterior



La revisión tras los seis meses muestra una buena integración con los tejidos dentales circundantes

# Essentia<sup>®</sup> Universal de GC

1 color, 3 opciones para todas las indicaciones en posteriores



## Essentia HiFlo

Composite fotopolimerizable universal **de alta fluidez**



## Essentia LoFlo

Composite fotopolimerizable universal **de baja fluidez**



## Essentia

Composite fotopolimerizable universal **con una consistencia condensable**

- 900739 Essentia HiFlo Jeringa, U (1 x 2mL)
- 900741 Essentia LoFlo Jeringa, U (1 x 2mL)
- 900970 Essentia Jeringa, U (1 x 2mL)
- 900998 Essentia Unitips, U (15 x 0,16mL)

## Descubra también G-Premio BOND

El adhesivo universal de GC sin riesgos

- 009030 G-Premio BOND Kit 5mL
- 009036 G-Premio BOND reposición frasco de 5mL
- 009034 G-Premio BOND monodosis 50 unidades (0,1mL)



e s s e n t i a

### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
http://www.gceurope.com

### GC IBÉRICA

Dental Products, S.L.  
Edificio Codesa 2  
Playa de las Américas 2, 1º, Of. 4  
ES -28290 Las Rozas, Madrid  
Tel. +34.916.364.340  
Fax. +34.916.364.341  
info@spain.gceurope.com  
http://spain.gceurope.com

**'GC.'**