

FICHA TÉCNICA

JERINGA DE IRRIGACIÓN CON AGUJA MONOJECT 27G		
REFERENCIA	85261	
FABRICANTE	Covidien Inc 15 Hampshire Street Mansfield MA 02048 - USA	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario, según la Directiva 93/42/CEE de productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Jeringas de irrigación desechables estériles con aguja de 27Ga y salida frontal.	
COMPOSICIÓN	Cilindro y vástago del émbolo de polipropileno. Sin látex.	
CARACTERÍSTICAS	Especialmente diseñadas para la irrigación de los conductos radiculares. Capacidad: 3 ml. Conexión Luer-Lock (a rosca).	
ENVASE	Envase conteniendo 100 unidades. Envasado individual estéril.	
USO PREVISTO	Las agujas y jeringas endodónticas están destinadas al cuidado y tratamiento bucodental, especialmente diseñadas para la irrigación con solución del conducto radicular del diente.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Solamente para uso profesional dental. Producto de un solo uso.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad.	