



VIBRADOR DE YESO SD-60

Vibrador para yeso de uso intensivo

Procesa tanto fluidos livianos como los materiales mas viscosos .

Diseñado especialmente para la eladoración de modelos de escayola.

Base de apoyo de poliuretano aireado que aísla totalmente la vibración del aparato de la mesa de trabajo, por lo tanto concentra toda la potencia sobre el área vibratoria y genera un funcionamiento extremadamente silencioso

Superficie de goma antiadherente

Caracas de plástico resistente al alto impacto de color blanco (no esta pintada)

3000 a 6000 oscilaciones por minuto

Dimensión de la superficie 16x25 cm

Diseño libre de mantenimiento

Datos técnicos:

Tensión: 230V. -50/60 hz

Potencia: 240w

Superfie activa: 16x25 cm

Altura: 9,5 cm

Peso: 2,1 kg

