



## elements™ Connect y Apex Connect

Motor de endodoncia inalámbrico y localizador de ápices electrónico

### Conexión perfecta. Mayor confianza.

Añada confianza a la conformación del conducto con los intuitivos elements Connect y Apex Connect. Diseñados para funcionar juntos a la perfección, el sistema interconectado favorece la seguridad del paciente a la vez que simplifica sus procedimientos.

# elements™ Connect y Apex Connect

Un sistema interconectado



## Doble indicador luminoso

Con indicadores luminosos intuitivos tanto en la pieza de mano del motor como en el clip de limas Apex, tendrá una mayor visibilidad para realizar la conformación del conducto con más confianza.



## Seguro para el paciente

La luz inteligente intuitiva y fácil de ver y los indicadores acústicos, así como una pantalla de visualización grande y luminosa, le avisan cuando está llegando al ápice. Puede utilizarse de forma independiente o como sistema conectado.



## Portabilidad práctica

Desplácese fácilmente entre los gabinetes con este sistema interconectado; diseño ligero, ergonómico e inalámbrico.



## Movimientos versátiles

Con los movimientos adaptativo, recíproco y rotatorio en un solo motor, elements Connect permite a las clínicas dentales mantener sus técnicas y protocolos actuales.

## Preajustes

9 ajustes de limas preestablecidos Kerr,  
1 ajuste recíproco y  
4 ajustes personalizables.

## Uso continuado



Se incluyen dos pilas extraíbles para garantizar que una esté siempre cargada, de modo que pueda completar sus procedimientos de forma segura y sin interrupciones.



## Precisión integrada

Garantice la precisión de las mediciones con la función de autocalibración automática de Apex Connect, que se activa cada vez que se enciende el dispositivo.

## Conformación con confianza

Vea la información de la longitud de trabajo en tiempo real durante los procedimientos mediante un indicador luminoso inteligente que cambia de color, así como indicadores acústicos, a medida que alcanza el ápice.



# Información para pedidos

## elements Connect

815-1801	Kit de motor inalámbrico elements Connect
815-1906	Adaptador de CA/CC elements Connect
815-1908	Contraángulo elements Connect
815-1909	Base de carga elements Connect
815-1910	Paquete de pilas elements Connect

## Apex Connect

815-1803	Kit Apex Connect
815-1907	Adaptador de CA/CC Apex Connect
815-1912	Cable de sonda Apex Connect
815-1913	Gancho labial Apex Connect
815-1914	Adaptador de portalimas Apex Connect
815-1915	Portalimas A Apex Connect
815-1916	Portalimas B Apex Connect
815-1917	Pila de recambio Apex Connect

## Cable de alimentación

815-1805	Cable de alimentación elements/Apex Connect
----------	---



Para más información, escanee el código QR  
o visite [to.kerrdental.com/es/elements-connect-apex-connect](https://to.kerrdental.com/es/elements-connect-apex-connect)

Para más información sobre  
las soluciones endodónticas  
de Kerr, póngase en contacto  
con su representante de Kerr

