



Vista general de los adaptadores Assistina 301 plus

Piezas de mano y contra-ángulos

<p>Todos de las piezas de mano y los contra-ángulos con conexión ISO</p>	
<p>Contra-ángulos con cabezales extraíbles</p>	 Adaptador REF 02679000
<p>Piezas de mano y contra-ángulos Sirona T1 Classic</p>	 Adaptador REF 02691000
<p>Sistema de sujeción FG (W&H, Sirona)</p>	 Adaptador REF 02693000
<p>Accesorio de contra-ángulo Entran</p>	 Adaptador REF 05204600

Turbinas

<p>Sirona T1, T2, T3</p>	 Adaptador REF 02692000
<p>Turbinas, scalers y micromotores de aire W&H con sistema Roto Quick</p>	 W&H Adaptador RE02690400
<p>Turbinas o adaptadores con conexión fija de 4 vías (con o sin luz)</p>	<p>Adaptador básico REF 02685000</p>  para turbinas con 4 vías
<p>Turbinas con conexión Multiflex®***</p>	
<p>Turbinas con conexión fija de Borden 2(3) vías</p>	 Adaptador REF 07014500



***] Multiflex® es una marca de un tercero que no guarda relación alguna con W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH.