

D.Devices

Advanced systems for dental devices

D_LOCATOR

endodoncia



Nueva gama de dispositivos para tratamientos de endodoncia:

D_Devices presenta dos novedades para tus tratamientos de endodoncia:

- Motor de endodoncia **D_Endo Rotatory**
- Localizador de ápices **D_Locator**

Gracias a la fabricación con materiales de primer nivel y a su avanzada tecnología, estos dispositivos te garantizan la **máxima precisión** en tus tratamientos, asegurando la obtención de unos resultados óptimos.

D.Devices



2.0

La conexión entre ambos equipos y su funcionalidad combinada te garantizan los resultados más precisos.



D_ENDO ROTATORY

- Motor de endodoncia inalámbrico que, con un peso de tan solo 106,8g., permite un **manejo cómodo y sencillo** a la hora de preparar y agrandar los conductos radiculares. Es compatible con todos los sistemas de limas del mercado.

Máxima estabilidad

Pequeño contra-ángulo de 6:1 que asegura una rotación a menor velocidad y mayor estabilidad ante un elevado torque.

Diversos modos de trabajo

- Movimiento continuo
- Reversa
- Recíproco
- ATR (Automatic Torque Reverse)

Estructura cómoda y funcional

Pieza de mano más delgada que aumenta la comodidad y genera menos fatiga.

Diseño con botón táctil y batería con opción de carga inalámbrica.

Alta capacidad de rotación




Contra-ángulo con hasta 360° de rotación.

Además, dispone de una amplitud de ángulo de giro de movimiento recíproco ajustable de 20° a 400°.

Mayor vida útil

Motor sin escobillas de alto rendimiento para menor desgaste, menor calentamiento y mayor vida útil.

Ref. 90578

 Velocidad:	100 - 1.500 rpm.
 Torque:	0,4 - 4,2 N.cm.
 Peso en gr:	106.8



D_LOCATOR

— Compacto localizador de ápices que, gracias a su **elevada precisión** del 97,71%, proporciona apoyo al tratamiento endodóntico.

Tecnología para conseguir los mejores resultados

Avanzada tecnología de medición de impedancia de red de frecuencia múltiple.

Pantalla con imagen clara e intuitiva

Pantalla LCD inclinable de 4,5" que proporciona una imagen clara y permite un seguimiento sencillo de la lima en varios colores, a la vez que emite señales acústicas para brindar mayor seguridad.





Gran funcionalidad y comodidad

Batería recargable (3,6V / 750mAh) para mayor comodidad en el trabajo.

Alta precisión asegurada

Sistema de calibración automática que garantiza una mayor precisión de las mediciones.

	84x88x112
Tamaño en mm:	
	336
Peso en gr:	

D. Devices

T. 900 393 939
www.proclinic.es

Distribuido de forma oficial por Proclinic