

## FICHA TÉCNICA

<b>INSERTO PERIODONCIA D_PD7 D-DEVICES</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	<b>90815:</b> Inserto periodoncia D_PD7 D-Devices	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>GUILIN WOODPECKER Medical Instrument Co.,LTD.</b> Information Industrial Park, Guilin National High-Tech Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P. R. China	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Clase IIa según Directiva 93/42/CEE	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Inserto fabricado con acero inoxidable quirúrgico destinado para la realización de curetajes supragingivales con el objeto de la eliminación de cálculos de sarro. El acero quirúrgico inoxidable contiene: I Níquel I Cromo	
<b>FINALIDAD</b>	Curetaje supragingival	
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	Ver instrucciones en el producto.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

*Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.*