


WATER SAFETY

La solución de Tecno-Gaz para eliminar el riesgo de legionella en su equipo dental.



Descubre mas sobre **Water Safety**

Control total de la calidad del agua de la escupidera y de los instrumentos.



WATER SAFETY se instala muy fácilmente en los equipos ya en uso y en los nuevas futuras instalaciones.

Instalación fácil

en > de **5.000** equipos dentales

WATER SAFETY se ha instalado en > de 5.000 equipos dentales

La eficiencia de **WATER SAFETY** ha sido controlada y certificada por laboratorios con acreditación internacional.

Eficiencia controlada y certificada

Conforme según el test **ASTM F838-2015.**

Los resultados demuestran una eliminación y una eficiencia contra de **Legionella pneumophila** hasta una magnitud - 8 log conforme según el test ASTM F838-2015.



Descubre mas sobre **Water Safety**