



FICHA TECNICA PRODUCTO

PRODUCTO	Obturador
REFERENCIA	PLGMO2
FABRICANTE	Hu-Friedy Mfg. Co., LLC.
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO SANITARIO CLASE I Directiva 93/42/CEE
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Obturador Morrison #2 mango #41
ESPECIFICACIONES	Material Composition: 440A Stainless Steel (working ends), 303 Stainless Steel (handle)
EMBALAJE	propio
CADUCIDAD	no
FINALIDAD	Obturador