



FICHA TECNICA PRODUCTO

PRODUCTO	CINCEL KIRKLAND 13K/TG
REFERENCIA	9165
FABRICANTE	Hu-Friedy Mfg. Co., LLC.
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO SANITARIO CLASE I
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Cinzel Kirkland #13K/TG mango #2
COMPOSICIÓN	Material: Acero inoxidable 440A (extremos finales de trabajo), Acero inoxidable 304 (mango)
ENVASE	1 unidad
CADUCIDAD	No
FINALIDAD	Cinzel Kirkland para cirugía dental