



FICHA TÉCNICA

PORTA-AGUJAS MAYO 16 cm Hu-Friedy		
REFERENCIA	NHMH	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Hu-Friedy Mfg. Co., LLC 3232 N. Rockwell Street Chicago, IL 60618 USA	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, conforme al Reglamento (UE) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	Porta agujas Mayo-Hegar 16 cm.	
ESPECIFICACIONES	Instrumento fabricado de acero inoxidable.	
EMBALAJE	Envase conteniendo 1 unidad.	
FINALIDAD PREVISTA	Para trabajar con las agujas de sutura en el campo quirúrgico/dental.	
VIDA ÚTIL	La vida útil del instrumento depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados	
ESTERILIZACIÓN	Esterilizar el instrumento antes de cada uso.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.	

TECHNICAL DATA SHEET

MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER HU-FRIEDY (16 cm)		
REFERENCE	NHMH	
MANUFACTURER	Hu-Friedy Mfg. Co., LLC 3232 N. Rockwell Street Chicago, IL 60618 USA	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Regulation (EU) 2017/745.	
DESCRIPTION	Mayo-Hegar Needle Holder (16 cm)	
SPECIFICATIONS	Instrument made of stainless steel.	
PACKAGING	1 piece	
INTENDED USE	To hold suture needles in the surgical/dental field.	
SHELF LIFE	The lifetime of the instrument depends on the frequency of use, the care by the user, and proper reprocessing methods.	
STERILIZATION	Sterilize the device prior to its use.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.	