

	TECHNICAL DATA SHEET	Código: TDS_095
	DISPOSABLE DENTAL TRAY	Fecha: 26/JUN/19
	BESTDENT	Versión: 01

PRODUCTO	BANDEJAS DESECHABLES GRANDES	
REFERENCIA	93738	
FABRICANTE / RESPONSABLE	MEDISTOCK Rue du Carreau 69960 CORBAS France	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO SANITARIO CLASE I Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	BANDEJAS DE PLÁSTICO DESECHABLES GRANDES que se adaptan a las bandejas metálicas estándar	
ESPECIFICACIONES	28,5cm x 18,5 cm.	
EMBALAJE	Envase de 400 unidades.	
CADUCIDAD	NA	
FINALIDAD	Bandejas de uso dental que se adaptan a las bandejas metálicas estándar.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Este producto es bien conocido por el usuario y es seguro de usar.	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Use buenas prácticas de limpieza para evitar la acumulación de polvo y siga las técnicas de limpieza (aspiración y barrido en húmedo) que mantendrán el polvo al mínimo.	

	TECHNICAL DATA SHEET	Código: TDS_095
	DISPOSABLE DENTAL TRAY	Fecha: 26/JUN/19
	BESTDENT	Versión: 01

PRODUCT	DISPOSABLE DENTAL TRAY	
REFERENCE	93738	
COMPANY	MEDISTOCK Rue du Carreau 69960 CORBAS France	
CLASSIFICATION	CLASS I MEDICAL DEVICE Directive 93/42/CEE	
PRODUCT DESCRIPTION	Large disposable plastic trays that adapt to standard metal trays.	
SPECIFICATIONS	28,5cm x 18,5 cm.	
PACKAGING	Package of 400 units	
SHELF LIFE	NA	
INTENDED OF USE	Trays for dental use that adapt to standard metal trays.	
SECURITY	This product is well known by the user and safe in use.	
TRANSPORT AND STORAGE CONDITIONS	Use good housecleaning practices to prevent accumulation of dust, and follow cleaning techniques (vacuuming and wet sweeping) that will keep dusting to a minimum. Do not eat, drink or smoke in areas where metal dusts or fumes are generated.	