

Excelencia dental
en todos los sentidos.



Equipamiento dental

Unidades de tratamiento, lámparas, taburetes, sistemas de comunicación con el paciente, microscopios dentales y otros accesorios de KaVo para clínicas dentales.



Instrumental

Piezas de mano rectas y contra-ángulos, turbinas, sistemas de pulido con aire y pequeños dispositivos para todo tipo de aplicaciones, incluidas las de diagnóstico, profilaxis, restauración, cirugía, endodoncia y mantenimiento de los instrumentos.

Los productos, equipos y servicios incluidos y descritos en este catálogo no están disponibles en todos los países. Todos los detalles se proporcionan de conformidad con la información disponible en el momento de la impresión. KaVo Dental GmbH declina toda responsabilidad en relación con las diferencias de color o forma que puedan existir entre los productos y las imágenes, las erratas y los fallos de impresión; asimismo, se reserva el derecho de modificar los folletos en cualquier momento. La impresión total o parcial de este documento está sujeta a la autorización previa de KaVo Dental GmbH.

PROPHYflex 4
Pulido por aire para una limpieza cómoda.



Focus Open 2018 Gold

Excelente diseño de producto
El KaVo PROPHYflex 4 obtuvo el galardón Focus Open 2018 Gold por su extraordinario diseño con garantía de futuro. El jurado elogió los colores frescos y la forma en que la pieza de mano se equilibra en la mano.

Tres piezas de mano en una: perfecta para aplicaciones supra y subgingivales.

El nuevo PROPHYflex 4 es un milagroso dispositivo todo en uno. Tanto si trabaja en la zona supragingival como en la subgingival, es apto para todos los dientes, todos los pacientes y casi todas las indicaciones.

Supragingival.




Se adapta cómodamente a su mano.

Para un manejo ergonómico y equilibrado y sin fatiga, elija la longitud de pieza de mano adecuada para usted.



Total flexibilidad.

Dos cánulas supragingivales para una limpieza que puede ser excepcionalmente delicada o extremadamente potente. Elija entre la cánula estándar y la cánula Power, recientemente disponible, para cada tratamiento.



Persiguiendo un bienestar completo.

El pulido con aire de la cánula estándar PROPHYflex, homogéneo y de alta precisión, protege la sustancia dental a la vez que reduce significativamente la neblina de pulido.



Potencia ajustable.


Con tres niveles de ajuste, puede determinar el efecto de la limpieza usted mismo: desde el nivel sin polvo hasta la potencia máxima de limpieza.

Subgingival.



Acabe con el biofilm.

Gracias a su rociado concentrado, podrá trabajar con una precisión extrema y, en línea con su sonda WHO, siempre tendrá una visión general perfecta de la bolsa.



Una herramienta todo en uno ideal gracias al chorro concentrado.

La punta Perio es para aplicaciones subgingivales, pero también puede utilizarse para limpiar implantes, coronas y puentes, así como para eliminar la decoloración en los cuellos de dientes expuestos.

La ergonomía perfecta nunca había sido tan flexible ...

¿Desea que sus tratamientos diarios de profilaxis sean más fáciles, más rápidos y más minuciosos, e incluso más agradables durante las sesiones largas? El nuevo KaVo PROPHYflex 4 cumple con todo. Es ligero como una pluma, tiene un equilibrio perfecto y está ergonómicamente diseñado para trabajar con comodidad.

La cánula estándar PROPHYflex

El pulido con aire de alta precisión permite eliminar biopelícula y decoloración con delicadeza y protegiendo los dientes, y reduce de forma significativa la molesta neblina de pulido. La cánula estrecha brinda al profesional una mejor visión durante la limpieza supragingival.

El accesorio PROPHYflex Perio

Perio Kit opcional para el tratamiento subgingival centrado y suave, así como para la limpieza de puentes, implantes y coronas.

La cánula PROPHYflex Power

La cánula Power elimina incluso la decoloración más difícil en nada de tiempo.



... y la flexibilidad nunca ha sido tan cómoda.

Dado que no hay dos manos, dos tratamientos ni dos pacientes iguales, el KaVo PROPHYflex 4 se puede ajustar individualmente. Usted elige en función de sus circunstancias: si está trabajando en regiones subgingivales o supragingivales, si tiene que eliminar una decoloración leve o severa o cuál debería ser la longitud de la pieza de mano.

Hecho a su medida.

Dos fundas de agarre de diversas longitudes para ajustarse perfectamente a su mano. También es perfecto para situaciones en las que varios profesionales trabajan con la misma pieza de mano. Trabaje con comodidad incluso en lugares de difícil acceso, gracias al manguito de agarre con giro de 360°.

Trabaje con facilidad, con sensación de relax.

Una pieza de mano superligera perfectamente equilibrada y con longitudes ajustables de manera individual para un manejo cómodo y un tratamiento nada estresante.

Preparado para todo con seguridad.

Colocación segura y un relleno fácil gracias a la superficie lisa. Para un tratamiento sin interrupciones, el recipiente de polvo puede llenarse por adelantado según la indicación y sellarse con un cierre de goma.

Tres es simplemente mejor.

Tres niveles de ajuste, con el primer nivel para la limpieza sin polvo de los dientes para eliminar el residuo de polvo. Los niveles 2 y 3 son para ajustar de manera individual el rendimiento de la limpieza dependiendo del paciente y de la indicación.

Encontrar una conexión se ha vuelto más sencillo.

Elija la conexión KaVo o Sirona.



Recomendada por profesionales del sector.

«El nuevo PROPHYflex 4 ha destacado en mi trabajo diario: se ajusta perfectamente a la mano, y se puede configurar individualmente con las dos longitudes de la funda de agarre. La neblina de spray también se puede controlar fácilmente, cosa que también agrada a mis pacientes».

Tanja Wicharz

Experta en profilaxis e instructora de prácticas

Un verdadero placer.
Antes, durante y después del tratamiento.



Para conseguir la mejor higiene posible, el diseño del cuerpo del dispositivo KaVo PROPHYflex 4 es impecable. El PROPHYflex 4 se puede desmontar, limpiar, desinfectar y esterilizar con facilidad.

Mi sugerencia para
la más alta fiabilidad.

«Después de cada aplicación y antes de cada preparación, active el PROPHYflex 4 conectado al acoplamiento de la turbina con agua durante un minuto y luego sin agua. Esto le permite asegurarse de que en su PROPHYflex 4 no queden residuos de polvo que puedan bloquearlo. También puede soplar los restos de polvo de la pieza de mano PROPHYflex 4 utilizando el primero de los tres niveles de ajuste. Tras la posterior limpieza y preparación, estará listo para su uso en el siguiente tratamiento».



Annett Preuß
especialista en ventas de Instrumental KaVo Kerr,
Alemania.


El PROPHYflex 4 está disponible en tres vibrantes colores.

Previsión futura:
menos nubes de polvo.



La cantidad ajustable de polvo y el pulido de aire constante y de alta precisión de la cánula estándar PROPHYflex harán las delicias de propios y extraños, gracias al preciso rendimiento de limpieza, a la reducción de la molesta neblina de pulido y, en consecuencia, a la optimización de la higiene.

Duro contra las manchas,
suave para los dientes.



La distribución uniforme de la energía en la superficie del chorro tiene dos ventajas: cuanto más uniformemente se distribuya la energía, más eficaz resulta la limpieza y mayor es la protección de la estructura del diente.

* Abrasión de PROPHYpearls comparada con un dispositivo de pulido con aire de la competencia que utiliza carbonato de calcio. Mostrado en el composite SonicFill™.

Tres cánulas y tratamiento
personalizado para el paciente.



Gracias a las tres cánulas disponibles y a la regulación en 3 fases del PROPHYflex 4, es posible garantizar un tratamiento personalizado además de variadas aplicaciones clínicas.

No pierda el tiempo:
recipientes de polvo sellables.



Recipientes de polvo sellables con tapa: ideales para preparar tratamientos en los que hay que ceñirse al polvo indicado. Simplemente acople el recipiente previamente relleno y ya está.

Porque el interior también importa: polvo de limpieza para el PROPHYflex 4.



PROPHYpearls, el polvo PROPHYflex y el polvo PROPHYflex Perio se adaptan perfectamente al KaVo PROPHYflex 4 y permiten una limpieza dental rigurosa y agradable a la vez.



KaVo PROPHYpearls.

Para una profilaxis completa, limpia y agradable.



- Indicación: eliminación eficaz de la decoloración, la placa y biofilm.
- Principio activo: carbonato de calcio con un tamaño de partículas de 60-70 µm, biodegradable, sin sal, azúcar ni gluten.
- Características destacadas: forma redonda y tamaño uniforme para una limpieza óptima con la mínima abrasión, cuatro sabores y dos variantes neutras.




Polvo KaVo PROPHYflex:

la limpieza puede ser muy rápida.

- Indicación: eliminación eficaz de la decoloración, la placa y el biofilm.
- Principio activo: bicarbonato de sodio con un tamaño de partículas de 60-70 µm, hidrosoluble.
- Características destacadas: tratamiento sencillo, rápido y eficaz con cuatro sabores.



El único artículo en su bolsillo: procedimientos subgingivales utilizando el PROPHYflex 4.



Perio Kit y Perio Powder

para procedimientos subgingivales.

Con el PROPHYflex 4 ya no es necesario cambiar el dispositivo al alternar entre el tratamiento supragingival y el subgingival o para la limpieza de implantes. Simplemente coloque la punta Perio, llénelo con Perio Powder, elija el nivel de rendimiento adecuado – y listo.


- Limpieza de bolsas segura y concentrada gracias a la punta estable y fina Perio con marcado de profundidad.
- Excelente accesibilidad gracias a la buena visibilidad y a su forma estilizada.
- Aplicación higiénica y múltiple: cada punta se puede preparar para hasta 10 ciclos.



KaVo PROPHYflex Perio Powder:

para tratamientos subgingivales y supragingivales.

- Indicación: manejo eficaz del biofilm en bolsas periodontales y limpieza de coronas, puentes e implantes.
- Principio activo: polvo fino de glicina (18-22 µm), protege las encías.
- Características destacadas: suave y no demasiado abrasivo, apto para la limpieza eficaz de bolsas, así como para aplicaciones supragingivales en implantes.



Pulido por aire con KaVo PROPHYflex 4: el centro de World of Smile.



Una sonrisa es señal de alegría: el sistema KaVo de pulido por aire se encuentra en el centro de World of Smile KaVo Kerr. El dispositivo de pulido por aire KaVo PROPHYflex 4, ergonómico y de ajuste flexible, está perfectamente adaptado para PROPHYpearls, PROPHYflex Powder, PROPHYflex Perio Kit y Perio Powder.

Un gran bienestar durante la profilaxis se genera también gracias a otros productos de KaVo y Kerr: desde la preparación de los pacientes para conseguir la mejor visibilidad, los productos para un raspado suave y completo y las soluciones para el pulido de dientes, hasta dispositivos innovadores para la detección precoz de caries sin rayos X.

Toda la información, videos y noticias se pueden encontrar en www.kavo.com/es/PROPHYflex4



Kerr OptiView™ para la preparación del paciente.

El diseño flexible 3D de Kerr OptiView permite una colocación y extracción rápida y cómoda. La retracción perioral uniforme proporciona una visión sin obstáculos y un acceso despejado a la cavidad bucal. Permite procedimientos eficaces y sin interrupciones, incluso en tratamientos de mayor duración, y es cómoda tanto para los pacientes como para los profesionales.



KaVo SONICflex para un raspado eficaz.

Independientemente de la punta que se utilice para la eliminación de placa o la limpieza subgingival de las bolsas dentales o los implantes, SONICflex ofrece una sustitución de puntas sencilla y rápida, un tratamiento cómodo y que conserva los tejidos, así como una menor acumulación de calor y una oscilación suave para cualquier indicación.



El sistema de KaVo para un pulido por aire sencillo.

El sistema de limpieza dental de KaVo crea un pulido por aire para una limpieza eficaz: el nuevo dispositivo de pulido por aire PROPHYflex 4, ergonómico y de ajuste flexible, con los correspondientes PROPHYpearls y PROPHYflex Powder, o con PROPHYflex Perio Kit y Perio Powder proporciona, tanto a usted como a sus pacientes, una razón para resplandecer en cualquier aplicación.



Las soluciones de KaVo Kerr para un pulido dental eficaz.

La simbiosis de KaVo y Kerr (tres piezas de contra-ángulo KaVo SMARTmatic para la profilaxis combinadas con Kerr Pro-Cup™ para la aplicación sin salpicaduras de la pasta profiláctica Kerr Cleanic™ en los prácticos Prophy Clips) permite un pulido de dientes especialmente eficaz.



KaVo DIAGNOcam para el diagnóstico precoz de las caries.

Con la KaVo DIAGNOcam para la detección precoz de caries, puede tomar imágenes de alta precisión transiluminando los dientes sin necesidad de rayos X. Estas excelentes imágenes aumentan la aceptación de su plan de tratamiento.