



| | | |
|--|---------------------------|--|
|  | FICHA TÉCNICA | |
| | 9515 | |
| | PIEZA DE MANO BIEN-AIR 11 | |

| | | |
|---|--|--|
| PRODUCTO | PIEZA DE MANO BIEN-AIR 11 (PM1132) |  |
| REFERENCIA | 9515 | |
| FABRICANTE / RESPONSABLE | Bien-Air Dental S.A. Länggasse 60 Case postale 2500 Bienne 6, Switzerland | |
| CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO | PRODUCTO SANITARIO CLASE IIa Directiva 93/42/CEE | |
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | Piezas de mano rectas, con spray interno, sin luz, transmisión directa, ajuste con anillo. | |
| ESPECIFICACIONES | Conexión tipo PM 1:1, spray interno, sin luz. PM 1:1 Micro-Series, sólo compatible con micromotores Bien-Air LED. Relación de transmisión Transmisión directa, marca azul . Velocidad de transmisión Max. 40.000 rpm. Velocidad de giro Max. 40.000 rpm. Peso PM 1:1 80 g PM 1:1 Micro-Series 70 g Longitud PM 1:1 85 mm PM 1:1 Micro-Series 76 mm | |
| EMBALAJE | Estuche una unidad | |
| FINALIDAD | Utilización en odontología para trabajos de restauración. | |
| INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD | Producto destinado exclusivamente al uso profesional. Se prohíbe la utilización de este dispositivo para fines distintos al previsto, ya que podría resultar peligroso. | |
| CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO | Almacenar en un lugar bajo unas condiciones óptimas de humedad y temperatura. | |
| MSDS | No Aplica | |
| INSTRUCCIONES DE USO | Utilizar según lo previsto en las instrucciones del fabricante. | |