


FICHA TÉCNICA

PRODUCTO	PULIDOR COMPOSITE FINE	
REFERENCIA	96482	
FABRICANTE / RESPONSABLE	SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO SANITARIO CLASE IIa Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Pulidores de silicona con granos abrasivos integrados.	
ESPECIFICACIONES	Iguala la dureza de la silicona. Ratio óptimo entre velocidad y rapidez de presión. Herramienta de larga duración.	
EMBALAJE	Envase 12 unidades.	
CADUCIDAD	La vida del producto es determinada por el desgaste y los daños causados durante el uso. Cualquier instrumento dañado o defectuoso no debe ser utilizados.	
FINALIDAD	Acabado y pulido de restauraciones de micro-composite y de composite híbrido, como inlays, onlays, coronas y puentes en la boca de los pacientes, así como para la eliminación de restos de cemento de las bandas de ortodoncia (brackets).	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Los instrumentos deben protegerse de la contaminación hasta la esterilización. Los instrumentos de desinfección y secado deben manipularse y almacenarse de manera que estén protegidos contra la recontaminación.	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Mantenga los instrumentos en envases de esterilización en un ambiente seco y limpio.	
MSDS	No aplica	

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN	Pieza de trabajo: <ul style="list-style-type: none">- Lija de alúmina (Al₂O₃)- Fase de aglutinamiento de cristal Pieza del mango: <ul style="list-style-type: none">- Mango de acero inoxidable
--------------------	--

- Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.