

Codice Articolo – Ref.:**2400 ; 2401 ; 2402***Code***Descrizione**

Pinzette per posizionare attacchi D.B.
La presa è automatica: lasciano l'attacco solo quando si preme

Product Description

Direct bonding bracket holder
Self holding: will not release the bracket until pressed

**Materiale di
produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

Manufacture*Instrument made of stainless steel***Note tecniche**

Dispositivo Medico Classe I
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)

Technical notes

Medical Device Class I
European Regulation 2017/745 (MDR)

**Sterilizzazione
& Durata**

Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 3000 cicli
(Temperatura Max consigliata 180 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

**Sterilization
& Duration**

Product to be used after sterilization.
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 3000 cycles
(Recommended Max temperature 180°C)

Confezionamento

Singolo pezzo

Packages*Single piece*

Stoccaggio

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito,
lontano da fonti di calore

Storage

*Keep the product in a dry and clean place,
away from heat sources*

Prodotto da

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)

Produced by