

ENA MATRIX

Ena Matrix
 más fácil que una matriz tradicional
 más precisa que una matriz de seccional

ANILLO íntegramente en níquel titanio para una resistencia excepcional y memoria que garantiza una larga duración y contactos siempre precisos. Alas en plástico autoclavables reforzadas con fibra de vidrio para una retención excepcional y una mejor adaptabilidad a la superficie del diente, para crear una cavidad con forma excelente que permite minimizar el tiempo de acabado. Disponible en las medidas "estándar" y "narrow" para asegurar una fuerza de separación óptima incluidos los dientes más pequeños.

MATRICES anatómicas

Forma anatómica vertical con crestas marginales pronunciadas para reducir los tiempos de acabado. Se pulen a la perfección. El orificio de las aletas permite, con la pinza especial, el posicionamiento y la retirada sin problemas

CUÑAS

Si adaptan anatómicamente a la zona interproximal; permiten sellar completamente sea vestibularmente que lingualmente. La forma especial no estresa la papila y evita que la cuña se desplace.

Cuñas de madera en cuatro tamaños.



EMK1N

Código	Descripción	C.dad
EMAM	Anillo en NiTi standard para molares (negro)	1 Ud
EMAP	Anillo en NiTi narrow para premolares (rojo)	1 Ud
EM35	Matrices con crestas marginales 3,5mm	100 Uds
EM45	Matrices con crestas marginales 4,5mm	100 Uds
EM55	Matrices con crestas marginales 5,5mm	100 Uds
EM65	Matrices con crestas marginales s 6,5mm	100 Uds
EM35V3	Matrices con crestas marginales 3,5mm	50 Uds
EM45V3	Matrices con crestas marginales 4,5mm	50 Uds
EM55V3	Matrices con crestas marginales 5,5mm	50 Uds
EM65V3	Matrices con crestas marginales s 6,5mm	50 Uds
EMWS	Cuñas pequeñas de plástico (blanco)	100 Uds
EMWM	Cuñas de plástico medium (rosa)	100 Uds
EMWL	Cuñas de plástico grandes (violeta)	100 Uds
EMP1	Pinza con perno para matrices y cuñas	1 Ud
EMP2	Pinza para aplicación anillos	1 Ud
EMK3N	TRIAL KIT ENA MATRIX Matrices con crestas marginales 3,5mm Matrices con crestas marginales 4,5mm Matrices con crestas marginales 5,5mm Matrices con crestas marginales 6,5mm Cuñas pequeñas de plástico (blanco) Cuñas de plástico medium (rosa) Cuñas de plástico grandes (violeta) Pinza con perno para matrices y cuñas Pinza para aplicación anillos Anillo para molares (negro)	10 Uds 10 Uds 10 Uds 10 Uds 10 Uds 10 Uds 10 Uds 1 Ud 1 Ud 1 Ud
EMK1N	KIT ENA MATRIX Matrices con crestas marginales 3,5mm Matrices con crestas marginales 4,5mm Matrices con crestas marginales 5,5mm Matrices con crestas marginales 6,5mm Cuñas pequeñas de plástico (blanco) Cuñas de plástico medium (rosa) Cuñas de plástico grandes (violeta) Pinza con perno para matrices y cuñas Pinza para aplicación anillos Anillo para molares (negro) Anillo para premolares (amarillo)	25 Uds 25 Uds 25 Uds 25 Uds 25 Uds 25 Uds 25 Uds 1 Ud 1 Ud 1 Ud 1 Ud