

## FICHA TÉCNICA

<b>FRESA TUNGSTENO LINDEMANN DENTADA F.G. H162A.314.016</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	97068	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	Komet Dental Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG. Postfach 160 – 32631 Lemgo Teléfono: +49 0 5261 701-0 <a href="mailto:export@kometdental.de">export@kometdental.de</a> <a href="http://www.kometdental.de">www.kometdental.de</a>	
<b>CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	PRODUCTO SANITARIO CLASE IIa Directiva 93/42/CEE	
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	Instrumento combinado mínimamente invasivo, para la preparación conservadora de tejido óseo y sustancia dental dura.	
<b>EMBALAJE</b>	1 unidad por caja.	
<b>CADUCIDAD</b>	Ver embalaje.	
<b>FINALIDAD</b>	Cortador de hueso mínimamente invasivo: - Exposición y corte de cordales impactados. - Preparación en hueso y fenestración. - Apicectomías.	
<b>CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO</b>	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	
<b>MSDS</b>	No Aplica	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Tungsteno	
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	Ver instrucciones en el producto.	

- Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.