



Nylon Unifilar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NYLON UNIFILAR ARAGÓ

Sutura monofil de poliamida 6 o poliamida 6/6, de color negro teñida con Indanthreno Pigmento, Azul CI 74160 Cu-Phtalocianina azul o Blanco sin teñir. Cumple con los requisitos de la Farmacopea Europea y USP Americana para Suturas No Absorbibles

Calibres disponibles: Métrico del 0,02 al 8

Con aguja: Acero serie 300:

AISI 304 / EN 1.4301: X5 Cr Ni 18-10 X5CrNi18-10

AISI 302 / EN 1.4310: X10 Cr Ni 18-8 X10CrNi18-8

AISI 303 / EN 1.4305: X8CrNiS18-9

Todas las agujas que se utilizan para ensartar las Suturas Aragón son de Acero 300, siliconadas. Alta resistencia y dureza, perfecta penetración, paso seguro a través de los tejidos.

Recubrimiento: Siliconado mejora un 65% el poder de penetración a través de los tejidos

En hebras: Cantidad y longitud deseada

Longitud: de 45cm a 4 m.

Contenido: una unidad/ sobre.

Envasado: En cajas de 36 unidades.

Esterilizado: Por Rayos Gamma.

Caducidad: 5 años.

Absorción: No absorbible.

Látex: No contiene látex.

Almacenaje: Temperatura ambiente

Normativas que cumple:

CE 0318 - Directiva 93/42/CEE, relativa a Productos Sanitarios

UNE EN ISO 13485:2012- Productos Sanitarios – Sistema de Gestión de Calidad –Requisitos para fines reglamentarios

EN - ISO11137 Esterilización por Radiaciones Gamma.

EN - UNE - 556 Esterilización de Productos Sanitarios.

GS1 GTIN13/GTIN14 (Unidad + contenido) Y Datamatrix.

Características:

Excelente resistencia a la tracción

Excelente manejabilidad por su bajo efecto memoria

Seguridad en el anudado

Fácil deslizamiento a través de los tejidos





Laboratorio Aragón

Salvador Mundi, 11
08017 Barcelona-España
Tel. 93 204 22 12
Fax 93 203 26 09



SUTURAS ESTÉRILES
www.laboratorioarago.com

CÓD.LAB.ARAGÓ	DESCRIPCIÓN ARAGÓ
20010	Nylon Unifilar Azul USP 2/0 Aguja triangular recta de 60 mm TR-60 75 cm
20012	Nylon Unifilar Azul USP 3/0 Aguja cilíndrica 1/2 de 26 mm C-16 75 cm
20019	Nylon Unifilar Azul USP 5/0 Aguja triangular 1/2 de 20 mm TC-12 75 cm
20020	Nylon Unifilar Azul USP 4/0 Aguja triangular 1/2 de 20 mm TC-12 75 cm
20023	Nylon Unifilar Azul USP 4/0 Aguja triangular 1/2 de 22 mm TC-14 75 cm
20025	Nylon Unifilar Azul USP 4/0 Aguja triangular 1/2 de 26 mm TC-16 75 cm
20026	Nylon Unifilar Azul USP 3/0 Aguja triangular 1/2 de 26 mm TC-16 75 cm
20027	Nylon Unifilar Azul USP 2/0 Aguja triangular 1/2 de 26 mm TC-16 75 cm
20028	Nylon Unifilar Azul USP 0 Aguja triangular 1/2 de 26 mm TC-16 75 cm
20029	Nylon Unifilar Azul USP 2/0 Aguja triangular 1/2 de 30 mm TC-20 75 cm
20030	Nylon Unifilar Azul USP 0 Aguja triangular 1/2 de 30 mm TC-20 75 cm
20031	Nylon Unifilar Azul USP 1 Aguja triangular 1/2 de 30 mm TC-20 75 cm
20038	Nylon Unifilar Azul USP 6/0 Aguja triangular 3/8 de 12 mm TB-10 75 cm
20041	Nylon Unifilar Azul USP 5/0 Aguja triangular 3/8 de 16 mm TB-12 75 cm
20042	Nylon Unifilar Azul USP 4/0 Aguja triangular 3/8 de 16 mm TB-12 75 cm
20043	Nylon Unifilar Azul USP 5/0 Aguja triangular 3/8 de 19 mm TB-15 75 cm
20044	Nylon Unifilar Azul USP 4/0 Aguja triangular 3/8 de 19 mm TB-15 75 cm
20045	Nylon Unifilar Azul USP 3/0 Aguja triangular 3/8 de 19 mm TB-15 75 cm
20046	Nylon Unifilar Azul USP 2/0 Aguja triangular 3/8 de 19 mm TB-15 75 cm
20047	Nylon Unifilar Azul USP 0 Aguja triangular 3/8 de 19 mm TB-15 75 cm
20048	Nylon Unifilar Azul USP 3/0 Aguja triangular 3/8 de 26 mm TB-20 75 cm
20049	Nylon Unifilar Azul USP 2/0 Aguja triangular 3/8 de 26 mm TB-20 75 cm
20069	Nylon Unifilar Azul USP 6/0 Aguja triangular 3/8 de 16 mm TB-12 75 cm
20071	Nylon Unifilar Azul USP 5/0 Aguja triangular 1/2 de 26 mm TC-16 75 cm
20075	Nylon Unifilar Azul USP 4/0 Aguja triangular 1/2 de 15 mm TC-10 75 cm
20120	Nylon Unifilar Azul USP 2 Aguja triangular 1/2 de 37 mm TC-24 75 cm
20211	Nylon Unifilar Azul USP 5/0 Aguja triangular 3/8 de 16 mm TB-12 45 cm