

	FICHA TÉCNICA	TDS_98070-98078
	POP ON PROCLINIC	Fecha: 22/04/2022
	PROCLINIC	Versión: 01

REFERENCIA	98070	POP ON PROCLINIC 10mm REPO GRUESO X100	
	98071	POP ON PROCLINIC 10mm REPO MEDIO X100	
	98072	POP ON PROCLINIC 10mm REPO FINO x100	
	98073	POP ON PROCLINIC 10mm REPO EXTRAFIN x100	
	98075	POP ON PROCLINIC 14mm REPO GRUESO x100	
	98076	POP ON PROCLINIC 14mm REPO MEDIO x100	
	98077	POP ON PROCLINIC 14mm REPO FINO x100	
	98078	POP ON PROCLINIC 14mm REPO EXTRAFIN x100	
FABRICANTE / RESPONSABLE	EVE ERNST VETTER GMBH RASTATTER STRASSE 30 D 75179 PFORZHEIM. ALEMANIA.		
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO SANITARIO CLASE IIa Directiva 93/42/CEE		
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Discos de plástico muy flexibles, recubiertos con óxido de aluminio.		
ESPECIFICACIONES	Disponibles en cuatro granos de abrasividad y dos diámetros (10 mm y 14 mm)		
EMBALAJE	Caja de 100 unidades		
CADUCIDAD	NA		
FINALIDAD	Discos de plástico para un excelente acabado y pulido.		
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	El uso inadecuado de estos instrumentos conduce a resultados de mala calidad y más riesgos. Es por eso que solo deben ser utilizados por Personas cualificadas.		
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Almacenar los instrumentos empacados y protegidos de la recontaminación en embalajes estériles, casetes o retenedores, seguros y adecuados.		