
	FICHA TÉCNICA	TDS_98079
	MANDRIL PROCLINIC	Fecha: 22/04/2022
	PROCLINIC	Versión: 01

REFERENCIA	98079 MANDRIL X3	
FABRICANTE / RESPONSABLE	EVE ERNST VETTER GMBH RASTATTER STRASSE 30 D 75179 PFORZHEIM. ALEMANIA.	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO SANITARIO CLASE IIa Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Mandrill para discos de pulir de plástico y super-finos, ideales para el acceso a cualquier diente y a la zona interproximal.	
ESPECIFICACIONES	Mandrill de 2,5 cm de largo	
EMBALAJE	Caja de 10 unidades	
CADUCIDAD	NA	
FINALIDAD	Mandrill para discos de pulir para un excelente acabado y pulido.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	El uso inadecuado de estos instrumentos conduce a resultados de mala calidad y más riesgos. Es por eso que solo deben ser utilizados por Personas cualificadas.	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Almacenar los instrumentos empacados y protegidos de la recontaminación en embalajes estériles, casetes o retenedores, seguros y adecuados.	