

	FICHA TÉCNICA	Código: TDS_98080
	POP ON PROCLINIC 10mm SET	Fecha: 31/08/2022
	PROCLINIC	Versión: 01

PRODUCTO	POP ON PROCLINIC 10mm SET	
REFERENCIA	98080	
FABRICANTE / RESPONSABLE	EVE ERNST VETTER GMBH RASTATTER STRASSE 30 D 75179 PFORZHEIM. ALEMANIA.	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO SANITARIO CLASE IIa Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Discos de plástico. Especialmente diseñados para el pulido interdental, el sistema de Discos de Pulido Proclinic ofrece una solución completa para obtener un brillo superior en cada restauración.	
ESPECIFICACIONES	Muy flexibles, recubiertos con óxido de aluminio. Disponibles en cuatro granos de abrasividad y dos diámetros (10 mm y 14 mm) para cubrir todas las necesidades clínicas.	
EMBALAJE	CAJA 100 unidades (25 unidades de 4 tipos de grano) + 1 mandril	
FINALIDAD	Para acabado y pulido de restauraciones.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	El uso inadecuado de estos instrumentos conduce a resultados de mala calidad y más riesgos. Es por eso que solo deben ser utilizados por Personas cualificadas.	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Almacenar los instrumentos empacados y protegidos de la recontaminación en embalajes estériles, casetes o retenedores, seguros y adecuados.	