

	FICHA TÉCNICA	Abril 2021
	INSERTO A DETARTRAJE	

PRODUCTO	INSERTO A DETARTRAJE	
REFERENCIA	98455	
FABRICANTE / RESPONSABLE	EMS Electro Medical Systems SA Chemin de la Vuarpillière 31 CH-1260 Nyon	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO SANITARIO CLASE IIa Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Instrumentos parcialmente diamantados para la preparación de cavidades distales y mesiales sin dañar el diente adyacente.	
ESPECIFICACIONES	Piezon® Instruments and Systems	
EMBALAJE	Envase 1 unidad	
CADUCIDAD	Vida útil validada: - Instrumentos y CombiTorques 100 ciclos de esterilización - SystemBoxes 2000 ciclos de esterilización - Mangos 1000 ciclos de esterilización (en autoclave a 135°C)	
FINALIDAD	Piezon para utilizar en odontología con un aparato de ultrasonidos Piezon de EMS. Los instrumentos largos y finos permiten acceder fácilmente a bolsas periodontales y zonas interproximales.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	EMS recomienda no tratar con este producto a pacientes portadores de un marcapasos o desfibrilador cardiaco. Su funcionamiento puede verse afectado por las altas frecuencias de las vibraciones ultrasónicas.	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Guarde el producto y todos los accesorios en el embalaje original. De -10 °C a +40 °C 10 al 95% de humedad relativa 500 hPa a 1060 hPa de presión atmosférica	

	FICHA TÉCNICA	Abril 2021
	INSERTO A DETARTRAJE	

MSDS	No Aplica
Condiciones de funcionamiento	De +10 °C a +40 °C 30 al 75% de humedad relativa
INSTRUCCIONES DE USO	<p>Asegúrese de que solo se utilizan componentes compatibles en el montaje y desmontaje de los instrumentos para evitar daños en el equipo.</p> <p>Las instrucciones referentes a los componentes del sistema se facilitan por separado en las instrucciones de uso correspondientes. Antes de utilizar este producto, lea los manuales de instrucciones suministrados con cada uno de los componentes. No dude en ponerse en contacto con su distribuidor local de EMS si desea información adicional.</p>