



Vala Roll

Nº espec: L 1.0902
Dpto.: RA-LHSA
Fecha: 20/11/2006
Página: 1 de 2

Descripción general del producto

Vala Roll son paños protectores de non-woven, presentados en rollos de guata de celulosa.

Disponibles en:

- presentaciones con cobertura plastificada, de polietileno (PE) azul
- presentaciones sin cobertura plastificada, de 2 capas

El producto es de un solo uso.

Aplicaciones e indicaciones

Para la protección de las mesas / camillas de exploración y camas.

Presentaciones

Referencia	Presentación	Rollos / estuche
680482	Vala Roll (con cobertura de PE) 78 x 200 cm, 40 paños	6
680485	Vala Roll (con cobertura de PE) 38 x 50 cm, 180 paños	6
680486	Vala Roll (con cobertura de PE) 50 x 114 cm, 60 paños	6
684555	Vala Roll (sin cobertura de PE) 38 x 50 cm, 150 paños	12

Características del producto

Composición

Presentaciones con cobertura de PE:

Guata de celulosa, de 23 g/m² de gramaje
Film de polietileno azul, de 12 g/m² de gramaje



Vala Roll

Nº espec: L 1.0902
Dpto.: RA-LHSA
Fecha: 20/11/2006
Página: 2 de 2

Presentaciones sin cobertura de PE:

Guata de celulosa, de 35 g/m² de gramaje

Características del producto

Propiedades específicas de producto

Presentaciones con cobertura de PE:

Resistencia en seco:

En sentido de la máquina:	450 N/m ± 25%
En sentido transversal:	230 N/m ± 25%

Presentaciones sin cobertura de PE:

Resistencia en seco:

En sentido de la máquina:	1,8 daN/50mm
En sentido transversal:	0,6 daN/50mm

Látex: No contiene látex

Caducidad del producto: 5 años

Acondicionamiento

Los rollos de producto se presentan acondicionados individualmente (excepto la presentación de 78 x 200 cm, que presenta 2 rollos por bolsa) en bolsas de polietileno y éstas en cajas de transporte.

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.