

**Codice Articolo –
Ref.:**
3050 - 3051 - 3052
Code
Descrizione

Uncini per diga

**Product
Description**
Rubber dam clamps
Dettagli
Details

Cod.	Tipo / Type	
ANTERIORI / ANTERIOR		
3052-00	00	Con alette / <i>Winged</i>
3052-9	9	Con alette labiale / <i>Winged labial clamp</i>
3052-9T	9T	Con alette labiale dentellato / <i>Winged serrated labial</i>
3051-212	212	Con alette cervicale / <i>Winged cervical clamp</i>
3051-210	210	Con alette labiale / <i>Winged labial clamp</i>
PREMOLARI / PREMOLARS		
3052-0	0	Con alette / <i>Winged</i>
3052-W0	W0	Senza alette / <i>Wingless</i>
3052-1	1	Con alette / <i>Winged</i>
3052-1T	1T	Con alette, dentellato / <i>Winged, serrated</i>
3052-W1	W1	Senza alette / <i>Wingless</i>
3052-2A	2A	Con alette / <i>Winged</i>
3052-2AT	2AT	Con alette, dentellato / <i>Winged, serrated</i>
3052-W2A	W2A	Senza alette / <i>Wingless</i>
3052-2	2	Con alette / <i>Winged</i>
3052-2T	2T	Con alette, dentellato / <i>Winged, serrated</i>
3052-W2	W2	Senza alette / <i>Wingless</i>
3051-29	29	Senza alette / <i>Wingless</i>
3050-60	60	Senza alette / <i>Wingless</i>
MOLARI / MOLARS		
3052-3	3	Con alette / <i>Winged</i>
3052-W3	W3	Senza alette / <i>Wingless</i>
3052-7	7	Con alette / <i>Winged</i>
3052-W7	W7	Senza alette / <i>Wingless</i>
3052-8A	8A	Con alette / <i>Winged</i>
3052-W8A	W8A	Senza alette / <i>Wingless</i>
3052-14	14	Con alette / <i>Winged</i>
3052-14T	14T	Con alette, dentellato / <i>Winged, serrated</i>
3052-W14	W14	Senza alette / <i>Wingless</i>
3052-4	4	Con alette / <i>Winged</i>
3052-W4	W4	Senza alette / <i>Wingless</i>
3052-8	8	Con alette / <i>Winged</i>
3052-W8	W8	Senza alette / <i>Wingless</i>
3052-12A	12A	Con alette, dentellato / <i>Winged, serrated</i>
3052-13A	13A	Con alette, dentellato / <i>Winged, serrated</i>
3052-14A	14A	Con alette / <i>Winged</i>
3052-W14A	W14A	Senza alette / <i>Wingless</i>
3051-26	26	Senza alette / <i>Wingless</i>
3051-51	51	Senza alette / <i>Wingless</i>
3051-202	202	Con alette / <i>Winged</i>
3051-205	205	Con alette / <i>Winged</i>

**Materiale di
produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

Manufacture*Instrument made of stainless steel***Note tecniche**Dispositivo Medico Classe I
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)***Technical notes****Medical Device Class I
European Regulation 2017/745 (MDR)***Sterilizzazione
& Durata**Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 1000 cicli
(Temperatura Max consigliata 180 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“***Sterilization
& Duration****Product to be used after sterilization.
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 1000 cycles
(Recommended Max temperature 180°C)***Confezionamento**

Singolo pezzo

Packages*Single piece***Stoccaggio**Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito,
lontano da fonti di calore***Storage****Keep the product in a dry and clean place,
away from heat sources***Prodotto da**Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)***Produced by***