

Totalmente equipado

Kit suplementario de placas de fósforo para VistaScan

Nuestros kits complementarios proporcionan todos los materiales que necesita para usar los modelos VistaScan.



Kit suplementario Combi/View/Perio Plus

Placa radiográfica tamaño 1, tamaño 3, 2 unidades c./u.

Placa radiográfica tamaño 4, 1 unidades

Cassette guía de placas tamaño 1, tamaño 3, tamaño 4, 1 unidad c./u.

Funda protectora de la luz tamaño 1, tamaño 3, tamaño 4, 100 unidades c./u.

Protección pieza de mordida tamaño 4, 100 unidades

2130-007-00 VistaScan Combi View

2140-007-00 VistaScan Perio Plus

Kit suplementario VistaScan Mini Plus/VistaScan Mini View

Placa radiográfica tamaño 1, tamaño 3, 2 unidades c./u.

Placa radiográfica tamaño 4, 1 unidades

Funda protectora de la luz tamaño 1, tamaño 3, tamaño 4, 100 unidades c./u.

Protección pieza de mordida tamaño 4, 100 unidades

2141-007-00



Máxima resolución de la imagen

Placas radiográficas Plus

Gracias a la resolución de 22 LP/mm permite el reconocimiento de los detalles de la imagen - son de excelente calidad. Nuestras placas de fósforo son re-utilizables, finas y flexibles, por lo que resultan agradables para el paciente.



Nuestra oferta en placas radiográficas intraorales

Placas radiográficas Plus tamaño 0

Formato 2 x 3 cm, 2 unidades

2130-040-50

2130-040-60 con botón de cobre e identificación

Placas radiográficas Plus tamaño 1

Formato 2 x 4 cm, 2 unidades

2130-041-50

Placas radiográficas Plus tamaño 2

Formato 3 x 4 cm, 4 unidades

2130-042-50

2130-042-60 con botón de cobre e identificación

Placas radiográficas Plus tamaño 3

Formato 2,7 x 5,4 cm, 2 unidades

2130-043-50

Placas radiográficas Plus tamaño 4

Formato 5,7 x 7,6 cm, 1 unidades

2130-044-50

DÜRR DENTAL MEDICS IBERICA, S.A.U.

Serra de la Salut, 11 nave 6

08210 Barbera del Valles (Barcelona)

España

www.durr dental.com

durr dental@durr dental.com

P007-597-04/IOD-dd.de/1/01/H3 Reservado el derecho a modificaciones técnicas

Accesorios de placas radiográficas VistaScan



AIRE COMPRIMIDO
ASPIRACIÓN
DIAGNÓSTICO
POR IMAGEN
CONSERVACIÓN
DENTAL
HIGIENE

 **DÜRR
DENTAL**
THE BEST, BY DESIGN

 **DÜRR
DENTAL**
THE BEST, BY DESIGN

Aplicación segura

Óptima protección

Las fundas protectoras para películas radiográficas Plus para protección contra la luz y contaminación, se hacen de material certificado cumpliendo con los requerimientos para la salud. Además son 100% higiénicas, con bordes delgados y una ranura a ambos lados, adecuadas tanto para zurdos como diestros. Su impermeabilidad excepcional a la luz ha sido demostrada en varios estudios.



Funda protectora de la luz tamaño 0

Funda protectora para placa radiográfica formato 2 x 3 cm, 100 piezas

2130-080-00/2130-080-50*

Funda protectora tamaño 1

Funda protectora para placa radiográfica formato 2 x 4 cm, 100 piezas

2130-081-00

Funda protectora tamaño 2

Funda protectora para placa radiográfica formato 3 x 4 cm, 300 piezas

2130-082-00/2130-082-50*

Funda protectora tamaño 3

Funda protectora para placa radiográfica formato 2,7 x 5,4 cm, 100 piezas

2130-083-00

Funda protectora tamaño 4

Funda protectora para placa radiográfica formato 5,7 x 7,6 cm, 100 piezas

2130-084-00 VistaScan Combi View/Mini View/Mini Plus

2140-074-00 VistaScan Perio Plus

Protección pieza de mordida tamaño 4

Protección pieza de mordida para placas radiográficas tamaño 4 (oclusal), 100 unidades

2130-074-03

*también disponible en blanco

Manejo sencillo



Juego color sistema de placas radiográficas y soporte rectangular

Las fundas protectoras para películas radiográficas Plus para protección contra la luz y contaminación, se hacen de material certificado cumpliendo con los requerimientos para la salud. Además son 100% higiénicas, con bordes delgados y una ranura a ambos lados, adecuadas tanto para zurdos como diestros.

Juego color sistema de placas radiográficas y soporte rectangular:

Brazo indicador anterior
Brazo indicador posterior
Brazo indicador aleta de mordida
Aro de enfoque Anterior Color (1 unidad)
Aro de enfoque Posterior Color (2 unidades)
Aro de enfoque para interproximal Color (1 unidad)
Bloques de mordida Anterior Color (8 unidades)
Bloques de mordida Color (8 unidades)
Bloque de aleta Interproximal 3 x 4 Color (2 unidades)
Bloque de mordida Interproximal 2,7 x 5,4 Color (1 unidad)
Bloque de mordida Interproximal 2 x 3 Color (1 unidad)
2130100015

Juego color sistema de placas radiográficas y soporte rectangular ENDO set de reequipamiento:

Brazo indicador Endo color (1 unidad)
Bloque de mordida ENDO izquierda Anterior Color (1 unidad)
Bloque de brazo indicador endo Posterior Color (1 unidad)
Bloque de mordida ENDO derecha Anterior Color (1 unidad)
Bloque de mordida ENDO derecha Posterior Color (1 unidad)
Aro de enfoque Endo color (1 unidad)

2130100014

Desinfección y limpieza

Toallitas desinfectantes FD 350, FD 333

Especialmente indicadas para la desinfección y limpieza de dispositivos médicos. Como por ej. fundas protectoras y películas, piezas de mano, etc. Las toallitas desinfectantes FD 333 ofrecen una solución virucida total.

FD 350 Toallitas desinfectantes

12 x unidades de 110 toallitas/caja

CDF35CA0140

FD 333 Toallitas desinfectantes

12 x unidades de 110 toallitas/caja

CDF333A0140



Toallitas desinfectantes para películas radiográficas

la toallita desinfectante para placas radiográficas VistaScan limpia la placa a fondo y actúa de forma desinfectante. La ventaja: calidad óptima y duradera de la imagen.

Toallita desinfectante para películas radiográficas

10 toallitas

CCB351B1001

