


FICHA TÉCNICA

RASPADOR DE HUESO BUSER 1/3 N.6 H-F		
REFERENCIA	99737	
FABRICANTE / RESPONSABLE	HU-FRIEDY MFG. CO., LLC 3232 N. Rockwell St. Chicago, IL 60618 USA	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario clase I	
DESCRIPCIÓN	Cureta raspadora	
COMPOSICIÓN	Mango: acero inoxidable 304 Extremidades: acero inoxidable 440A	
ENVASE	1 unidad	
USO PREVISTO	Uso profesional dental. Cureta para retirar y contornear el hueso.	
CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO	Conservar en lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. Proteger de la humedad.	