



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### SUPRAMID ARAGÓ

Supramid es una sutura no absorbible, formada por un multifilamento torcido de poliamida 6, recubierto con una vaina de poliamida 6/6, dándole aspecto de monofilamento, teñida de negro por Indanthreno Pigmento o Blanco sin teñir.

**Calibres disponibles:** Métrico del 1,5 al 8

**Con aguja: Acero serie 300:**

**AISI 304 / EN 1.4301:** X5 Cr Ni 18-10 X5CrNi18-10

**AISI 302 / EN 1.4310:** X10 Cr Ni 18-8 X10CrNi18-8

**AISI 303 / EN 1.4305:** X8CrNiS18-9

Todas las agujas que se utilizan para ensartar las Suturas Aragón son de Acero 300, siliconadas. Alta resistencia y dureza, perfecta penetración, paso seguro a través de los tejidos.

**Recubrimiento:** Siliconado mejora un 65% el poder de penetración a través de los tejidos

**Con aguja:** Atraumática según las características y tamaños solicitados.

**En hebras:** Cantidad y longitud deseada.

**Longitud:** de 45cm a 4 m.

**Contenido:** una unidad/ sobre.

**Envasado:** En cajas de 36 unidades.

**Esterilizado:** Por Rayos Gamma.

**Caducidad:** 5 años.

**Absorción:** no absorbible.

**Látex:** No contiene látex.

**Almacenaje:** Temperatura ambiente.

### **Normativas que cumple:**

CE 0318 - Directiva 93/42/CEE, relativa a Productos Sanitarios.

UNE EN ISO 13485:2012- Productos Sanitarios – Sistema de Gestión de Calidad –Requisitos para fines reglamentarios.

EN - ISO–11137 Esterilización por rayos gamma.

EN - UNE - 556 Esterilización de Productos Sanitarios.

EAN13/EAN14 (Unidad + contenido).

### **Características**

- Excelente resistencia a la tracción
- Muy buena manejabilidad por su doble estructura polifilar y monofilar
- Paso suave a través de los tejidos
- Facilidad y seguridad en el anudado
- Mínimo efecto memoria



# Laboratorio Aragón

Salvador Mundí, 11  
08017 Barcelona-España  
Tel. 93 204 22 12  
Fax 93 203 26 09



SUTURAS ESTÉRILES  
www.laboratorioarago.com

<u>CÓD.LAB.ARAGÓ</u>	<u>DESCRIPCIÓN ARAGÓ</u>
25002	Supramid Blanco USP 3/0 Aguja triangular 1/2 de 26 mm TC-16 75 cm
26011	Supramid Negro USP 4/0 Aguja triangular 1/2 de 20 mm TC-12 , 75 cm
26012	Supramid Negro USP 3/0 Aguja triangular 1/2 de 22 mm TC-14 75 cm
26014	Supramid Negro USP 4/0 Aguja triangular 1/2 de 26 mm TC-16 75 cm
26015	Supramid Negro USP 2/0 Aguja triangular 1/2 de 26 mm TC-16 75 cm
26019	Supramid Negro USP 6/0 Aguja triangular 3/8 de 12 mm TB-10 75 cm
26021	Supramid Negro USP 5/0 Aguja triangular 3/8 de 16 mm TB-12 75 cm
26022	Supramid Negro USP 4/0 Aguja triangular 3/8 de 19 mm TB-15 75 cm
26023	Supramid Negro USP 3/0 Aguja triangular 3/8 de 19 mm TB-15 75 cm
26024	Supramid Negro USP 2/0 Aguja triangular 3/8 de 19 mm TB-15 75 cm
26031	Supramid Negro USP 6/0 Aguja triangular 3/8 de 19 mm TB-15 75 cm
26032	Supramid Negro USP 5/0 Aguja triangular 1/2 de 20 mm TC-12 75 cm
26034	Supramid Negro USP 5/0 Aguja triangular 3/8 de 19 mm TB-15 75 cm
26038	Supramid Negro USP 4/0 Aguja triangular 1/2 de 22 mm TC-14 75 cm
26039	Supramid Negro USP 4/0 Aguja triangular 3/8 de 16 mm TB-12 75 cm
26043	Supramid Negro USP 3/0 Aguja triangular 1/2 de 20 mm TC-12 75 cm
26044	Supramid Negro USP 3/0 Aguja triangular 1/2 de 26 mm TC-16 75 cm
26052	Supramid Negro USP 0 Aguja triangular 1/2 de 26 mm TC-16 75 cm
26162	Supramid Negro USP 6/0 Aguja triangular 3/8 de 16 mm (TB-12) 75 cm.
26204	Supramid Negro USP 2/0 Aguja triangular 3/8 de 24 mm TB-19 75 cm