

BANDAS ANATÓMICAS CON TUBOS MIM PRESOLDADOS



ROTH, MBT
ALEXANDER
ANDREWS
BOSTON

EDGEWISE

RICKETTS

		Ref.	Ref.	Ref.
6/1	UR	L2201	L2205	L2209
6/6	UL	L2202	L2206	L2210
6/1	LR	L2203	L2207	L2211
6/6	LL	L2204	L2208	L2212


Kit de 25 bandas **148,99 €** envase económico

Marca: Leone

Descripción: Bandas con tubos presoldados para primeros molares

- Fabricados en acero biomedical de diferente espesor, según el tamaño de la pieza.
- Se comercializan en 32 medidas para cada cuadrante, permitiendo así encontrar siempre el tamaño adecuado para cada situación.
- Número de identificación marcado Láser.
- Las propiedades retentivas se mejoran notablemente con la ayuda del procedimiento "laser etched".
- Las bandas WEB (Washbon Etched Bands) cumplen con las exigencias de los ortodoncistas, que prefieren una configuración anatómica más marcada.
- Todas las bandejas pueden esterilizarse en el autoclave para limitar el riesgo de infecciones.

Cada Kit de bandas contiene un surtido de 25 bandas para el mismo cuadrante. Para tener bandas para los 4 cuadrantes, Usted debería solicitar 4 kits.



TÉCNICA STANDARD EDGEWISE



superior

Tubo: .022" x .028"
Tubo redondo =.051"



inferior

Tubo: .022" x .028"
Tubo redondo =.051"

TÉCNICA ROTH, ANDREWS, BOSTON, ALEXANDER



superior

Tubo: .022" x .028"
Torque -10°, Rotación + 8°,
Tubo redondo =.051"



inferior

Tubo: .022" x .028"
Torque -25°, Rotación + 8°,
Tubo redondo =.051"

TÉCNICA RICKETTS



superior

Tubos: .018" x .025"
Tubo redondo =.045"



inferior

Tubos: .018" x .025"