

## SPRINT, el bracket "todo en uno"

Dispone de todo, contiene de todo, excepto Níquel. Antialérgico.

+ sin Ni antialérgico



### NUEVO DISEÑO DE ALETAS PARA LIGADURAS. TORQUE EN BASE



Ventaja:

- Gran espacio para ligaduras múltiples.
- Evita dobleces complejos del arco

### PENDIENTE EN LA RANURA

Ventaja:


- Inserción del arco más sencilla.
- Menos fricción.



### ZONAS RETENTIVAS EN FORMA DE GANCHOS EN LA BASE

Ventaja:


- Los SPRINT presentan una capacidad de adhesión un 30% mayor que los brackets mini-malla.



### SIN NÍQUEL

Ventaja:

- Eliminación de riesgo de alergia.
- Biocompatibilidad óptima.



### RANURA DE PRECISIÓN. OPTIMIZACIÓN DE LA SUPERFICIE

Ventaja:

- La menor fricción de todos los brackets gemelos.
- Menor duración de tratamiento.