

PLENO CONTROL ROTACIONAL

Debido al diseño gemelo

TRANSLÚCIDO

Para una estética óptima

ALETAS CONTORNEADAS

Para aumentar el confort del paciente

CONTORNOS FACIALES REDONDEADOS

Para confort del paciente

IDENTIFICADOR DE COLOR REALZADO

Fácil selección del bracket

AREA DE LA ALETA AUMENTADA

Para un ligado fácil

BORDES REDONDEADOS

En la entrada del slot y una salida para fricción reducida

BASE CONTORNEADA

Aumenta el confort
Reduce la interferencia oclusal

TORQUE EN BASE

Para un nivel del slot alineado y un acabado mejorado

PORTAL

Para una adhesión mecánica segura

DISEÑO DE BASE ÚNICO

Para aumentar la fuerza de adhesión

- . 100% adhesión mecánica
- . Sin potenciadores químicos añadidos
- . Contornos anatómicos precisos

