

PoliDent




Cross Linked 2

- Oblike zob
- Oblici zuba

**41**40,4
9,0
7,5**42**43,4
9,4
8,2**43**45,8
9,0
8,2**44**46,9
9,4
9,0**45**48,5
10,0
8,9

barve / boje:
A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4 - B2 - B3 - C2 - C3 - D2 - D3 - D4



a
b
c

**31**38,6
8,9
7,2**32**41,5
9,5
7,9**33**42,0
10,5
8,2**34**43,5
9,4
8,0**35**44,1
10,2
8,4**36**44,9
10,4
8,5**37**46,5
10,8
8,7**01**40,3
8,2
7,5**02**42,3
8,4
8,0**03**44,2
9,8
8,2**04**46,6
9,8
8,7**05**47,3
10,0
8,7**06**52,0
13,1
9,7



I1
31,3
7,5
4,6



I2
31,4
9,1
4,7



I3
33,5
8,3
5,0



I4
34,0
9,1
5,0



I5
34,4
9,1
5,3




I6
37,5
8,5
5,6



I7
38,2
11,9
5,8



a
b
c



a
b
c
d



T1
28,5
30,0
8,6
7,8



T2
28,7
31,2
8,3
8,2



T3
29,2
32,1
8,7
8,7



T4
30,5
33,2
9,0
8,7



T5
31,6
33,2
8,9
8,8



T6
33,0
35,0
9,5
9,3


	31	32	33	34	35	36	37	01	02	03	04	05	06	41	42	43	44	45
	I1	I2 I3	I2 I3	I3 I4	I3 I4 I5	I4 I5	I5 I6	11	11 13	13 14	14 15	15 16	16 17	11	13 14	13 14	15 16	15 16
	T1	T1 T2	T2 T3	T2 T3 T4	T3 T4	T3 T4	T4 T6	T1	T1 T2 T3	T3 T4	T3 T5	T3 T4 T5	T5 T6	T1	T2 T3	T3 T4	T3 T4 T5 T6	T4 T5

Zobje Cross Linked 2 so visoko zamreženi polimetilmetakrilatni zobje. Kvalitetne surovine in ustrezen tehnološki postopek izdelave zob zagotavljata barvno in toplotno stabilnost zob, veliko abrazijsko odpornost, odpornost proti topilom in trdno povezavo zob z dentalno bazo.

Zobe Cross Linked 2 sestavlja 18 različnih oblik zgornjega interkaninega sektorja, ki so razdeljene v 3 skupine (ovalna, kvadratna, trikotna), 7 različnih oblik spodnjega interkaninega sektorja in 6 različnih oblik transkaninega sektorja. Zobje Cross Linked 2 se uspešno vgrajujejo v parcialne in totalne proteze, ker funkcionalno in estetsko nadomeščajo pacientove zobe.

Zubi Cross Linked 2 jesu visoko zamreženi polimetilmetakrilatni zubi. Načinjeni su od kvalitetnih sirovina uz primjeren tehnološki postupak kojim su dostignute slijedeće značajke: stabilnost boje i topline, visoki stupanj otpornosti na abrazije i otapala te primjerena kohezivnost zubi sa dentalnom bazom.

Zube Cross Linked 2 tvori 18 različnih oblika gornjega interkaninog sektora, razvrstanih u 3 skupine (ovalni, kvadratni i trokutni), 7 različnih oblika donjega interkaninog te 6 različnih oblika transkaninoga sektora. Zube Cross Linked 2 uspješno umećemo u parcijalna i totalna umjetna zubala gdje funkcionalno i estetski nadomještaju pacijentove zube.



POLIDENT d.d., INDUSTRIJA DENTALNIH PROIZVODOV
5293 Volčja Draga 42 pri Novi Gorici, Slovenija
Tel.: + 386 (5) 330 48 40, Fax: + 386 (5) 330 48 70
E-mail: polident@polident.si
<http://www.polident.si>