

Delara®

Carta de Formas

NUEVO



Delara®

Línea de dientes para el día a día, para todas las indicaciones y de estética natural

Salud oral en buenas manos



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Anteriores

SMALL

| | | | | | |
|------------------|--|---------------------|------------------|--|---------------------|
| T 42 ▽ | | 42,4 9,6 8,0 | S 44 □ | | 44,5 10,4 8,3 |
| O 43 ○ | | 44,2 10,5 8,3 | T 44 ▽ | | 45,1 10,5 8,2 |
| S 43 □ | | 43,9 9,6 8,2 | R 45 □ | | 45,0 10,6 8,2 |

MEDIUM

| | | | | | |
|------------------|--|---------------------|------------------|--|---------------------|
| T 45 ▽ | | 45,7 11,3 8,4 | O 47 ○ | | 48,1 11,4 9,1 |
| T 46 ▽ | | 46,5 10,7 8,7 | R 47 □ | | 47,5 11,5 8,8 |
| R 46 □ | | 46,5 10,1 8,8 | S 48 □ | | 49,0 11,3 9,1 |

LARGE

| | | | | | |
|------------------|--|---------------------|------------------|--|---------------------|
| R 48 □ | | 48,8 13,0 9,3 | S 50 □ | | 51,0 11,8 9,6 |
| T 49 ▽ | | 49,6 12,2 9,1 | O 51 ○ | | 52,2 12,4 9,8 |
| R 49 □ | | 48,7 10,9 9,3 | R 52 □ | | 52,1 13,6 9,8 |

L 33



| |
|------|
| 33,6 |
| 9,4 |
| 5,2 |

L 38



| |
|------|
| 36,6 |
| 10,5 |
| 5,8 |

L 35



| |
|------|
| 34,6 |
| 9,5 |
| 5,4 |

L 39



| |
|------|
| 38,3 |
| 10,8 |
| 5,9 |

L 36



| |
|------|
| 35,6 |
| 9,1 |
| 5,5 |

Posteriores

30

U

L



| |
|------|
| 29,5 |
| 9,1 |
| 31,4 |
| 8,1 |

32

U

L



| |
|------|
| 31,0 |
| 9,5 |
| 33,1 |
| 8,8 |

34

U

L



| |
|------|
| 33,0 |
| 10,2 |
| 35,3 |
| 9,3 |

36


U

L



| |
|------|
| 34,8 |
| 10,9 |
| 37,3 |
| 9,9 |

Formas y posibles combinaciones



Upper anteriors

| |
|------|
| T 42 |
| T 44 |
| T 45 |
| T 46 |
| T 49 |

Lower anteriors

| |
|--------------------|
| L 33 |
| L 33 + L 35 |
| L 33 + L 35 + L 36 |
| L 35 + L 36 + L 38 |
| L 38 + L 39 |

Posteriors

| |
|---------|
| 30 + 32 |
| 30 + 32 |
| 32 + 34 |
| 32 + 34 |
| 36 |



| |
|------|
| O 43 |
| O 47 |
| O 51 |

| |
|--------------------|
| L 33 + L 35 + L 36 |
| L 38 + L 39 |
| L 38 + L 39 |

| |
|---------|
| 30 + 32 |
| 34 |
| 36 |



| |
|------|
| R 45 |
| R 46 |
| R 47 |
| R 48 |
| R 49 |
| R 52 |

| |
|--------------------|
| L 33 + L 35 |
| L 33 + L 35 + L 36 |
| L 38 + L 39 |
| L 36 + L 38 |
| L 38 + L 39 |
| L 38 + L 39 |

| |
|---------|
| 32 |
| 32 + 34 |
| 34 |
| 34 |
| 34 + 36 |
| 36 |



| |
|------|
| S 43 |
| S 44 |
| S 48 |
| S 50 |

| |
|---------------------------|
| L 33 + L 35 + L 36 |
| L 33 + L 35 + L 36 + L 38 |
| L 38 + L 39 |
| L 38 + L 39 |


| |
|--------------|
| 30 + 32 |
| 30 + 32 + 34 |
| 34 + 36 |
| 36 |

Ejemplos



T 42

42,4
9,6
8,0



30 U


29,1

9,1



L 33

33,6
9,4
5,2




30 L

31,4

8,1

Delara



La nueva línea de dientes de alta estética también ofrece un procesamiento fácil, una superficie natural y la mejor relación rendimiento-precio. **Delara es un todoterreno para las prótesis del día a día:**

- **Fácil manejo para resultados predecibles:** El pulido de la superficie, la reserva de material basal y el borde incisal optimizado simplifican el proceso de trabajo.
- **Flexibilidad:** Gama completa de tonos, formas anatómicas optimizadas, excelente funcionalidad y estética para todas las indicaciones y opciones de trabajo.
- **Estética:** Efecto azulado para conseguir una apariencia natural, una superficie intensa y refracción de luz dinámica.

“¡Cuando vi el resultado de Delara en los pacientes, me quedé impresionado! Me permite lograr resultados naturales y estéticos. El rendimiento es superior al de otros dientes de la misma categoría. Delara ofrece dos ventajas principales: El montaje y la estética. El diseño basal de Delara permite un montaje fácil y un procesamiento mínimo”.



Ilkka Garaisi

Técnico dental, cuenta con más de 25 años de experiencia. Presidente de la EHT-federation (Finlandia), docente y representante de la IFD (Finlandia).





Fabricante

Kulzer GmbH
Schlätterstraße 2
88142 Wasserburg,
Alemania

Contacto en España

Kulzer Iberia S.A.
Marie Curie 19, bajo - ofic. 5
28521 Rivas Vaciamadrid,
Madrid

infodental-es@kulzer-dental.com

kulzer.es/delara