


Ionómero de vidrio Proclinic Expert



Cemento de ionómero de vidrio clásico radiopaco pensado para cementar una amplia variedad de materiales protésicos. Ofrece una buena adhesión química y una gran biocompatibilidad.

LIBERACIÓN DE FLÚOR



SOLUBILIDAD

Su baja solubilidad, menor de 0,17 mm después de 24h, te permite conseguir restauraciones más resistentes a la desintegración y al desgaste producido por la acidez oral.

Solubilidad < 0,17 mm

INDICACIONES

- Cementación de coronas, puentes, inlays y onlays, postes endodónticos o bandas de ortodoncia fabricados en todo tipo de metal y cerámica.
- Como base cavitaria en restauraciones de composite y amalgama.

FÁCIL MANIPULACIÓN Y MEZCLA



Dra. Carmen Miñana
Clínica Maperdent
Número colegiado: 4600-1971

"Su consistencia una vez mezclado es buena y se retiran muy bien los excesos de material, mejor que en otras marcas que utilizaba habitualmente."

Ionómero de vidrio Proclinic Expert
15g polvo + 10ml líquido

78555



Cemento de fijación fotopolimerizable a base de ionómeros de vidrio reforzados con resina.

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

Su elevada resistencia a la compresión asegura una buena estabilidad entre la estructura del diente y la restauración.

Autopolimerizado 210 MPa
Fotopolimerizado 190 MPa

BAJO ESPESOR DE PELÍCULA

Gracias a su contenido de rellenos ultrafinos, el cemento de Ionómero de vidrio reforzado Proclinic Expert asegura un bajo espesor de película, permitiendo un buen flujo del producto en la preparación y el sellado completo de la corona, puente o banda ortodóntica.

Dra. Rahouda Elbehi

"El cemento de ionómero de vidrio reforzado Proclinic Expert es un producto excelente, tanto por su tiempo de trabajo como por su textura, dureza y resistencia."

Ionómero de vidrio reforzado Proclinic Expert
15g polvo, 10ml líquido, 3ml acondicionador

78556