

HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO

CINTA ADHESIVA INDICADORA REF.: 381-382 - 386

SECCION I: IDENTIFICACION QUIMICA

Producto: Cinta adhesiva indicadora de procesos de esterilización

Papel Crepado de celulosa (60gr/m²) tratado en superficie interna con una imprimación vinílica (7gr/m²)

Indicador químico compuesto por una sal metálica y Azufre elemental

Barniz antiadherente en PVA (18gr/m² de materia fija)

Adhesivo en Elastómeros sintéticos 25gr/m².



SECCION II: COMPOSICION/INFORMACION DE LOS COMPONENTES

A: Papel impreso con la tinta reactiva, adhesivado por la parte interior y barnizado al exterior para facilitar su desbobinado.

El indicador químico es una fórmula patentada por el fabricante que cambia de color de blanco a marrón por efecto del proceso de esterilización,

SECCION III: IDENTIFICACION DE RIESGOS

No utilizar la cinta para ninguna aplicación distinta de la marcada.

La resistencia del material no admite ser utilizado para el cierre y transporte de cajas y paquetes excepto los destinados a ser esterilizados.

SECCION IV: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

No aplicable.