

## HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO

### TEST HELIX PARA PRUEBA BOWIE & DICK

#### SECCION I: IDENTIFICACION QUIMICA

Producto: Test de prueba de extracción de aire para la comprobación del funcionamiento de los esterilizadores de vapor pequeños y test de carga.



Dispositivo de Polipropileno para la colocación de los indicadores de test.

Tubuladura de Poliamida de 150cm x 3 mm Ø

Indicador químico compuesto por una sal metálica y Azufre elemental sobre soporte de papel autoadhesivo de 180gr/m<sup>2</sup>.

#### SECCION II: COMPOSICION/INFORMACION DE LOS COMPONENTES

A: Papel autoadhesivo impreso con la tinta reactiva

El indicador químico es una fórmula patentada por el fabricante que cambia de color de rosa a negro por efecto del proceso de esterilización.

B: Tubo de Poliamida de 150cm x 3Ø

C: Cápsula de Polipropileno para la introducción del indicador asociada al tubo.

#### SECCION III: IDENTIFICACION DE RIESGOS

No existen riesgos asociados a su utilización.

#### SECCION IV: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

**Ancor Flexibles Pergut, SL**  
C/ Isla de la Palma, 32  
E-28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)  
Tel.: +34 916525900  
Fax: +34 916527613  
E-mail: [pergut.info@amcor-flexibles.com](mailto:pergut.info@amcor-flexibles.com)

No aplicable.