


IMPRESIONES



56°



IMPRESIONANTEMENTE FÁCILES Y PRECISAS

Siliconas de laboratorio de elevada definición en los detalles y excelente estabilidad dimensional

P
R
E
C
I
S
I
Ó
N

Y

C
A
L
I
D
A
D

La silicona de adición **Proclinic Expert** para laboratorio garantiza la máxima precisión y calidad.

Vinilpolisiloxano mezclable en relación 1:1 caracterizado por una excelente relación entre elasticidad y dureza final (85 Shore A)


Excelente reproducción de detalles

Elevada resistencia al calor (+200°C)


Ninguna alteración en mufla

Gran estabilidad dimensional

Mínima contracción lineal después de 24 horas (-0,058%)




La silicona de adición **Proclinic Expert** es fácil de utilizar gracias a su alta capacidad de deslizamiento



TIEMPO DE MEZCLA
30"

TIEMPO DE TRABAJO
2'


TIEMPO DE FRAGUADO
6'



Marcel Ferrer

Técnico en prótesis dental
Clínica Oral Design, Andorra
Número de colegiado 1436

“La silicona de trabajo para frentes de Proclinic Expert en laboratorio me ha dado un buen resultado, reproduce en alta definición todo tipo de detalles y tiene buena consistencia ya sea para trabajar prótesis fija, como removible. Es cómoda para el día a día, se recorta fácilmente con el bisturí y sus componentes no son irritantes.”



Las siliconas **Proclinic Expert** cuentan con la recomendación de los profesionales

Gama completa de siliconas de laboratorio de alta precisión **Proclinic Expert**.
 Nuevas siliconas de excelente reproducción de detalles pensadas para todas las necesidades de un laboratorio protésico.



Silicona de Adición Proclinic Expert	
	Ref.
Base+Catalizador (2,5Kg+2,5Kg)	H00194

Silicona de Condensación Proclinic Expert	
	Ref.
Putty 5 Kg.	H00195
Catalizador 60ml.	H00196

| www.proclinic.es | 900 800 880 | info@proclinic-products.com |



IMPRESIONES

