



# FICHA TECNICA

Referencia:	<b>R-050070</b> <b>R-050080</b>
Denominación:	<b>FORMADOR DE ZÓCALOS DE MODELOS</b>
Fabricante:	TALLERES MESTRAITUA S.L. Txori-Erri Etorbidea, 60 Tel. + 34 944530388 Fax + 34 944711725 mestra@mestra.es www.mestra.es 48150 SONDIKA – BILBAO ESPAÑA

Foto:




**Descripción:**


Para la confección rápida y limpia de modelos.

Con los zocaladores se logra un asiento firme en el articulador, sin tener que recortar ni serruchar.

**Dimensiones interiores:**



**R-050070**



**R-050080**

**Peso:**

050070 (superior): 49 g

050080 (inferior): 44 g

**Material:**

Fabricados en goma.