

Bracket replacement code

U = UPPER

Tooth	Prescription	Torque	Angulation	Height	Width	ID		Slot .018x.028		Slot .022x.028	
						Base	Color	Right	Left	Right	Left
Central	MBT	+17°	4°	1.3	3.7	-	●	272-001	272-002	272-101	272-102
	Roth	+12°	5°	1.3	3.7	-		270-001	270-002	270-101	270-102
	Roth Mini	+12°	5°	1.3	3.2	-		273-001	273-002	273-101	273-102
	Roth Mini Vertical Slot+12°	5°		1.6	3.2	-		274-001	274-002	274-101	274-102
	Edgewise	0°	0°	1.4	4.1	-		275-001	275-001	275-101	275-101
Lateral	MBT	+10°	8°	1.7	3.0	-	●	272-011	272-012	272-111	272-112
	Roth	+8°	9°	1.7	3.0	-		270-011	270-012	270-111	270-112
	Roth Mini	+8°	9°	1.7	2.7	-		273-011	273-012	273-111	273-112
	Roth Mini Vertical Slot+8°	9°		1.8	2.7	-		274-011	274-012	274-111	274-112
	Edgewise	0°	0°	1.4	3.3	-		275-002	275-002	275-102	275-102
Cuspids with hooks	MBT	0°	8°	1.3	3.5	-	●	272-021	272-022	272-121	272-122
	Roth	-2°	11°	1.3	3.5	-		270-021	270-022	270-121	270-122
	Roth Mini	-2°	11°	1.4	3.0	-		273-021	273-022	273-121	273-122
	Roth Mini Vertical Slot-2°	11°		1.6	3.0	-		274-021	274-022	274-121	274-122
	Edgewise	0°	0°	1.4	3.7	-		275-006	275-007	275-106	275-107
Cuspids without hooks	MBT	-7°	8°	1.3	3.5	-	●	272-023	272-024	272-123	272-124
	Roth	-2°	11°	1.3	3.5	-		270-023	270-024	270-123	270-124
	Roth Mini	-2°	11°	1.4	3.0	-		273-023	273-024	273-123	273-124
	Roth Mini Vertical Slot-2°	11°		1.6	3.0	-		274-023	274-024	274-123	274-124
	Edgewise	0°	0°	1.4	3.7	-		275-003	275-003	275-103	275-103
Bicuspid with hooks	MBT	-7°	0°	1.4	3.2	-	●	272-031	272-032	272-131	272-132
	Roth	-7°	0°	1.4	3.2	-		270-031	270-032	270-131	270-132
	Roth Mini	-7°	0°	1.4	2.9	-		273-031	273-032	273-131	273-132
	Roth Mini Vertical Slot-7°	0°		1.6	2.9	-		274-031	274-032	274-131	274-132
	Edgewise	0°	0°	1.8	3.3	-		275-008	275-009	275-108	275-109
Bicuspid without hooks	MBT	-7°	0°	1.4	3.2	-	●	272-033	272-033	272-133	272-133
	Roth	-7°	0°	1.4	3.2	-		270-033	270-033	270-133	270-133
	Roth Mini	-7°	0°	1.4	2.9	-		273-033	273-033	273-133	273-133
	Roth Mini Vertical Slot-7°	0°		1.6	2.9	-		274-033	274-033	274-133	274-133
	Edgewise	0°	0°	1.8	3.3	-		275-005	275-005	275-105	275-105

Metal Brackets



L = LOWER

Tooth	Prescription	Torque	Angulation	Height	Width	ID		Slot .018x.028		Slot .022x.028	
						Base	Color	Right	Left	Right	Left
Incisors	MBT	-6°	0°	1.7	2.5	-	●	272-045	272-045	272-145	272-145
	Roth	0°	0°	1.7	2.5	-		270-045	270-045	270-145	270-145
	Roth Mini	0°	0°	1.7	2.3	-		273-045	273-045	273-145	273-145
	Roth Mini Vertical Slot	0°	0°	1.9	2.3	-		274-045	274-045	274-145	274-145
	Edgewise	0°	0°	1.6	2.5	-		275-010	275-010	275-110	275-110
Cuspids with hooks	MBT	0°	3°	1.3	3.5	-	●	272-051	272-052	272-151	272-152
	Roth	-11°	5°	1.3	3.5	-		270-051	270-052	270-151	270-152
	Roth Mini	-11°	5°	1.6	3.0	-		273-051	273-052	273-151	273-152
	Roth Mini Vertical Slot-11°	5°	5°	1.6	3.0	-		274-051	274-052	274-151	274-152
	Edgewise	0°	0°	1.4	3.7	-	●	275-007	275-006	275-107	275-106
Cuspids without hooks	MBT	-6°	3°	1.3	3.5	-	●	272-053	272-054	272-153	272-154
	Roth	-11°	5°	1.3	3.5	-		270-053	270-054	270-153	270-154
	Roth Mini	-11°	5°	1.6	3.0	-		273-053	273-054	273-153	273-154
	Roth Mini Vertical Slot-11°	5°	5°	1.6	3.0	-		274-053	274-054	274-153	274-154
	Edgewise	0°	0°	1.4	3.7	-		275-003	275-003	275-103	275-103
1°Bicuspids with hooks	MBT	-12°	2°	1.4	3.2	-	○	272-061	272-062	272-161	272-162
	Roth	-17°	2°	1.4	3.2	-		270-061	270-062	270-161	270-162
	Roth Mini	-17°	2°	1.6	2.9	-		273-061	273-062	273-161	273-162
	Roth Mini Vertical Slot-17°	2°	2°	1.7	2.9	-		274-061	274-062	274-161	274-162
	Edgewise	0°	0°	1.8	3.3	-	●	275-009	275-008	275-109	275-108
1°Bicuspids without hooks	MBT	-12°	2°	1.4	3.2	-	○	272-063	272-064	272-163	272-164
	Roth	-17°	2°	1.4	3.2	-		270-063	270-064	270-163	270-164
	Roth Mini	-17°	2°	1.6	2.9	-		273-063	273-064	273-163	273-164
	Roth Mini Vertical Slot-17°	2°	2°	1.7	2.9	-		274-063	274-064	274-163	274-164
	Edgewise	0°	0°	1.8	3.3	-		275-005	275-005	275-105	275-105
2°Bicuspids with hooks	MBT	-17°	2°	1.4	3.2	-	●	272-071	272-072	272-171	272-172
	Roth	-22°	2°	1.4	3.2	-		270-071	270-072	270-171	270-172
	Roth Mini	-22°	2°	1.6	2.9	-		273-071	273-072	273-171	273-172
	Roth Mini Vertical Slot-22°	2°	2°	1.7	2.9	-		274-071	274-072	274-171	274-172
	Edgewise	0°	0°	1.8	3.3	-	●	275-009	275-008	275-109	275-108
2°Bicuspids without hooks	MBT	-17°	2°	1.4	3.2	-	●	272-073	272-074	272-173	272-174
	Roth	-22°	2°	1.4	3.2	-		270-073	270-074	270-173	270-174
	Roth Mini	-22°	2°	1.6	2.9	-		273-073	273-074	273-173	273-174
	Roth Mini Vertical Slot-22°	2°	2°	1.7	2.9	-		274-073	274-074	274-173	274-174
	Edgewise	0°	0°	1.8	3.3	-		275-005	275-005	275-105	275-105