




FICHA TÉCNICA

BOTON LINGUAL CERAMICO BESTDENT		
REFERENCIAS	L6879	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Hangzhou Headway medical equipment co., Ltd No. 1859 Wenju Street, Fuchun Street Fuyang District Hangzhou, Zhejiang, China 31140. Tel no.: 13806518751	
CLASIFICACIÓN	Producto sanitario Clase IIa según Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	Botón lingual estético de material cerámico. No recomendado para su uso con elásticos fuertes o extra fuertes.	
COMPOSICIÓN	Cerámica A1203	
PRESENTACIÓN	10 unidades por bolsa.	
FINALIDAD	Tratamientos de ortodoncia.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No se requieren condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

CERAMIC LINGUAL BUTTON BESTDENT		
REFERENCES	L6879	
MANUFACTURER	Hangzhou Headway medical equipment co., Ltd No. 1859 Wenju Street, Fuchun Street Fuyang District Hangzhou, Zhejiang, China 31140. Tel no.: 13806518751	
CLASIFICATION	Class IIa medical device according to Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	Esthetic lingual button made of ceramic material. Not recommended for use with strong or extra strong elastics.	
COMPOSITION	Ceramic A1203	
PACKAGING	10 units per-bag.	
INTENDED USE	Orthodontic treatments.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	No special storage and transport conditions are required.	

SPECIFICHE TECNICHE

PULSANTE LINGUALE IN CERAMICA		
REFERENZE	L6879	
PRODUTTORE	Hangzhou Headway medical equipment co., Ltd No. 1859 Wenju Street, Fuchun Street Fuyang District Hangzhou, Zhejiang, China 31140. Tel no.: 13806518751	
CLASSIFICAZIONE	Dispositivo medico Classe IIa secondo la Direttiva 93/42/CEE	
DESCRIZIONE	Bottone linguale estetico in materiale ceramico. Non raccomandato per l'uso con elastici forti o extra forti.	
COMPOSIZIONE	Ceramica A1203	
PRESENTAZIONE	10 pezzi per sacchetto.	
FINALITÀ	Trattamenti ortodontici	
ISTRUZIONI PER L'USO	Vedere le istruzioni sul prodotto.	
CONSERVAZIONE E TRASPORTO	Non sono richieste particolari condizioni di stoccaggio e trasporto.	