



TIRAS DE STRIPPING PROCLINIC		
REFERENCIAS	L6971 _ Tiras stripping un lado 4mm PROC L6972 _ Tiras stripping un lado 6mm PROC L6973 _ Tiras stripping un lado 8mm PROC L6974 _ Tiras stripping dos lados 4mm PROC L6975 _ Tiras stripping dos lados 6mm PROC L6976 _ Tiras stripping dos lados 8mm PROC	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Dr. Hopf GmbH & Co. KG , Bayernstr 9, 30855 Langenhagen – Germany Trade name: Sunshine® Diamonds Phone: +49 30 830 003 – 0 E-Mail: info@sunshine-dental.de	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según el Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	L6971: Grosor: 0,21mm x 15cm largo x 4mm ancho L6972: Grosor: 0,21mm x 15cm largo x 6mm ancho L6973: Grosor: 0,21mm x 15cm largo x 8mm ancho L6974: Grosor: 0,3 mm x 15 cm largo x 4mm ancho L6975: Grosor: 0,3 mm x 15 cm largo x 6mm ancho L6976: Grosor: 0,3 mm x 15 cm largo x 8mm ancho Autoclavable.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable.	
PRESENTACIÓN	12 unidades por envase.	
VIDA ÚTIL	La vida útil solo está limitada por la durabilidad del embalaje: mínimo 10 años si se almacena correctamente.	
FINALIDAD	Las tiras de separación dentales se utilizan para la limpieza y el modelado de la zona interproximal en odontología. Están pensados para que los utilicen dentistas y técnicos capacitados.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Antes del uso y después del reprocesamiento: almacenamiento limpio y seco.	

PROCLINIC STRIPPING STRIPS		
REFERENCES	L6971 _ Proclinic stripping strip single-sided 4mm L6972 _ Proclinic stripping strip single-sided 6mm L6973 _ Proclinic stripping strip single-sided 8mm L6974 _ Proclinic stripping strip double-sided 4mm L6975 _ Proclinic stripping strip double-sided 6mm L6976 _ Proclinic stripping strip double-sided 8mm	
MANUFACTURER	Dr. Hopf GmbH & Co. KG , Bayernstr 9, 30855 Langenhagen – Germany Trade name: Sunshine® Diamonds Phone: +49 30 830 003 – 0 E-Mail: info@sunshine-dental.de	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Regulation (EU) 2017/745	
DESCRIPTION	L6971: Thickness: 0,21mm x Length:15cm x Width: 4mm L6972: Thickness: 0,21mm x Length:15cm x Width: 6mm L6973: Thickness: 0,21mm x Length:15cm x Width: 8mm L6974: Thickness: 0,3mm x Length:15cm x Width: 4mm L6975: Thickness: 0,3mm x Length:15cm x Width: 6mm L6976: Thickness: 0,3mm x Length:15cm x Width: 8mm Autoclavable.	
COMPOSITION	Stainless Steel.	
PACKAGING	12 units per-container.	
SHELF LIFE	Shelf life is only limited by the durability of the packing – minimum 10 years if properly stored	
INTENDED USE	Dental separating strips are used for Cleaning and shaping of the interproximal area in dentistry. They are intended for use by dentists and trained technicians.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Before use and after reprocessing: Dry and clean storage.	