



FICHA TÉCNICA

ALICATE PARA CRIMPAR PROCLINIC		
REFERENCIAS	L8113	
FABRICANTE / RESPONSABLE	International Orthodontic Services 12811 Capricorn St. Stafford, TX 77477 USA Tel: 1888-IOS-8882 (1888-461-8882)	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según el Reglamento 2017/745/UE	
DESCRIPCIÓN	Alicate para crimpar con puntas biseladas y mango largo para la colocación segura de ganchos y topes engarzables sin distorsión del alambre "Efecto de tres puntas".	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable.	
PRESENTACIÓN	1 unidad por envase.	
FINALIDAD	Diseñado especialmente para crimpar o cerrar ganchos quirúrgicos, topes, postes etc. Fácil acceso a posteriores.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.	

TECHNICAL DATA SHEET

CRIMPABLE HOOK PLIER PROCLINIC		
REFERENCES	L8113	
MANUFACTURER	International Orthodontic Services 12811 Capricorn St. Stafford, TX 77477 USA Tel : 1888-IOS-8882 (1888-461-8882)	
CLASSIFICATION	Medical Device class I, according to Regulation 2017/745/EU concerning medical devices.	
DESCRIPTION	Bevelled tips and long handle for secure placement of crimpable hooks and stops without wire distortion "Three prong effect".	
COMPOSITION	Stainless Steel.	
PACKAGING	1 unit per-container.	
INTENDED USE	Specially designed to crimp or close surgical hooks, stops, posts, etc. Easy access to posterior ones.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool, dry place. Keep away from direct sunlight and heat sources. Protect from humidity.	