



PLENO CONTROL ROTACIONAL

Debido al diseño gemelo



Base de adhesión única “Portal”


Sólo G&H ofrece la “Base Portal”



EL ADHESIVO SALE

a través de las aberturas del portal en los lados mesiodistales del bracket.

EL ADHESIVO ENTRA
por 4 accesos en la base y fluye a través de sus portales integrados.



EL ADHESIVO FLUYE A TRAVÉS DE LOS PORTALES
al ponerse en la base y colocarse en el diente.

Fácil y seguro descementado con el mismo proceso utilizado con brackets metálicos.

EL EXCESO DE ADHESIVO
se retira durante la limpieza antes del curado.

EL ADHESIVO SE POLIMERIZA EN LOS PORTALES
y en la base durante el curado para una seguridad de adhesión mecánica sin precedentes.