

CERABIEN™ MiLai

TÉCNICA DE CAPAS
ULTRAFINAS.
SU CONSULTORIO
LISTO PARA EL FUTURO.



NUEVO

RESULTADOS ESTÉTICOS EXCEPCIONALES A LA PRIMERA

CERABIEN™ MiLai es un conjunto de de cerámicas y internal stain diseñados especialmente para la técnica de microcapas. La denominación “MiLai” deriva del término “micro-layering” y la palabra japonesa “mirai” (que significa futuro). El innovador producto basado en el feldespato sintético que permite a los técnicos dentales añadir el toque final a sus restauraciones de zirconia o disilicato de litio en un procedimiento simple y rápido para obtener resultados estéticos excelentes desde el principio.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

1 APLICACIÓN COMPACTA DISEÑADA PARA MICROCAPAS
Para un inventario reducido, una toma de decisiones racionalizada y simple y un procedimiento de acabado eficiente y económico.

2 BAJA TEMPERATURA DE HORNEADO (740 °C / 1.364 °F)
Para la compatibilidad con una amplia gama de materiales de restauración incluyendo la zirconia y el disilicato de litio* y una gestión del inventario simplificada.

*El material debería tener un CTE comprendido entre 9,5 - 11,0 x 10⁻⁶/K (50 – 500 °C)

3 PROPIEDADES ÚNICAS DE LA CERÁMICA
Con base en cerámica sintética feldespática para un manejo consistente y propiedades mecánicas; posibilidad de horneado múltiple.



PARA ZIRCONIA Y DISILICATO DE LITIO

La temperatura de horneado de las cerámicas y internal stain CERABIEN™ MiLai es inferior a la de las cerámicas CERABIEN™ ZR (**740 °C / 1.364 °F frente a 930 °C / 1.706 °F**). Esta característica convierte a CERABIEN™ MiLai en la solución de referencia para el acabado de restauraciones de cerámica de óxido (p. ej., óxido de zirconia) y cerámica de silicato* (p. ej., disilicato de litio). Con menos líneas de cerámica necesarias, el inventario de cerámicas se reduce aún más y hay que tomar menos decisiones.

Si se desea, las cerámicas CERABIEN™ MiLai y los internal stain pueden aplicarse incluso encima de CERABIEN™ ZR, ya que la temperatura de horneado más baja sí evita deformaciones en el trabajo de cerámica existente.

GAMA DE PRODUCTOS CERABIEN™ MiLai



CERABIEN™ MiLai CERÁMICA (10g)

109-0051EU Tx
109-0061EU ELT₁
109-0071EU LTx
109-0081EU LT₁
109-0091EU LT Super Gray
109-0101EU LT Royal Blue
109-0111EU Aqua Blue 2
109-0121EU Creamy Enamel
109-0131EU E₂
109-0141EU CCV-2
109-0151EU Tissue 1
109-0161EU Tissue 4
109-0171EU Tissue 5
109-0181EU Tissue 6
109-0191EU Value Liner 1
109-0201EU Value Liner 2



CERABIEN™ MiLai CERÁMICA (50g)

109-0212EU Tx
109-0222EU ELT₁
109-0232EU LTx
109-0242EU LT₁
109-0252EU LT Super Gray
109-0262EU LT Royal Blue
109-0272EU Aqua Blue 2
109-0282EU Creamy Enamel
109-0292EU E₂
109-0302EU CCV-2
109-0312EU Tissue 1
109-0322EU Tissue 4
109-0332EU Tissue 5
109-0342EU Tissue 6
109-0352EU Value Liner 1
109-0362EU Value Liner 2



CERABIEN™ MiLai INTERNAL STAIN (3g)

109-0371EU White
109-0381EU Gray
109-0391EU Incisal Blue 1
109-0401EU Incisal Blue 2
109-0411EU Blue
109-0421EU Yellow
109-0431EU Mamelon Orange 2
109-0441EU Cervical 2
109-0451EU Salmon Pink
109-0461EU Tissue Pink
109-0471EU Tissue Red
109-0481EU A⁺
109-0491EU B⁺
109-0511EU Fluoro
109-0501EU Bright

211-2599EU CERABIEN™ MiLai
INTERNAL STAIN COLOR GUIDE

211-2589EU C-Guide

CERABIEN™ MiLai KIT



109-0010EU
CERABIEN™ MiLai MICRO LAYERING KIT
160g



109-0020EU
CERABIEN™ MiLai INTERNAL STAIN KIT
45g