

 PIERRE ROLLAND	FICHAS DE SEGURIDAD Según normativa 91/155/CEE Producto: SITSALICINE Pasta FDS n°: P77803 del 17/09/97
---	---

1. IDENTIFICACION

NOMBRE DEL PRODUCTO

SITSALICINE pasta

FABRICANTE

PRODUCTOS DENTALES PIERRE ROLLAND

Dirección

Z.I. du phare – BP 216 – 33708 MERIGNAC Cedex _
FRANCE

Teléfono

+ 33(0)5.56.34.06.07

Fax

+ 33(0)5.56.34.92.92

DISTRIBUIDO EN ESPAÑA POR

SATELEC S.A.

Dirección

Avenida Principal, 11H
Polígono Industrial Can Clapers
08181 SENTMENAT

Teléfono

+ 34.93.715.33.66

Fax

+ 34.93.715.32.29

NUMERO DE EMERGENCIAS

+34.93.715.33.66

2. COMPOSICION – INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

PREPARACION

Naturaleza de los componentes

Silicio hidrogenizado ≈ 60 % - CAS n° 14808-60-7
Metilo y propilo parahidroxibenzoate: 0,15% - CAS n° 5026-62-/32285-69-9

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

PELIGROS PRINCIPALES

Efectos negativos sobre la salud

No hay efectos descritos sobre la salud

Peligros físicos y químicos

No hay riesgos particulares en condiciones normales de uso

Efectos sobre el medio ambiente

No representa riesgos particulares sobre el medio ambiente, siempre cuando se respetan las recomendaciones de la sección 13 relativas a las prescripciones reglamentarias nacionales o locales que se puedan aplicar.

Riesgos específicos

Este producto no esta clasificado como “preparación peligrosa”

4. PRIMEROS AUXILIOS

Ingestión

No provocar vómitos, aclarar la boca con agua. Consultar un médico si hay problemas digestivos.

Contacto con la piel

Lavar inmediatamente con agua y jabón

Contacto con los ojos

Aclarar inmediatamente con agua manteniendo los párpados abiertos.

5. MEDIOS PARA LA LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS

Métodos de extinción

- apropiados

Todos los medios se pueden utilizar.

- desaconsejados

Ninguno según nuestros conocimientos

Métodos particulares de intervención

Usar medios adecuados para combatir los incendios de proximidad

Protección de los actores

Ver sección 8

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DISPERSIÓN ACCIDENTAL

Precauciones individuales

- precauciones elementales

Llevar guantes

- medidas de precauciones

Ver sección 8

Precauciones para la protección del medio ambiente

Prohibido tirar en los desagües y los ríos.

Métodos de limpieza

- recuperación

En caso de derramamiento, verter un producto absorbente inerte, recoger y conservar para eliminación posterior.

- eliminación

Eliminar los residuos en un centro autorizado.

 PIERRE ROLLAND	FICHAS DE SEGURIDAD Según normativa 91/155/CEE Producto: SITSALICINE Pasta FDS nº: P77803 del 17/09/97
---	---

7. MANIPULACION Y ALMACENAJE

MANIPULACION

Medidas técnicas

Precauciones

Mantener fuera del alcance de los niños

No ingerir. Evitar cualquier proyección contra la piel y los ojos.

Cerrar correctamente después del uso.

Respetar las instrucciones de uso.

Consejos de uso

ALMACENAJE

Medidas técnicas

Condiciones de almacenamiento

- recomendadas

No hay medidas particulares.

Mantener el recipiente cerrado entre cada uso. Para garantizar la calidad y las propiedades del producto, conservar a una temperatura inferior a 25°C.

Conservar el producto en su embalaje de origen

Condiciones de embalaje

Material de embalaje

- recomendado

Tubo de aluminio

8. CONTROL DE LA EXPOSICIÓN/ PROTECCION INDIVIDUAL

CONTROL DE LA EXPOSICION

Medidas técnicas

No hay medidas técnicas particulares siempre cuando se respetan las reglas de seguridad e higiene industrial.

Equipamiento de protección individual

- Protección de las manos

Llevar guantes

- Protección de los ojos

Llevar gafas de protección

- Protección de la piel y de cuerpo

Llevar ropa de seguridad

Medidas de seguridad de urgencia

Ducha de seguridad – Fuente ocular

Medidas de higiene

No comer, beber o fumar durante el uso.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ASPECTO

Estado físico

Pasta

Color

Blanco

Olor

Esencias aromáticas

Punto de fusión (flash point)

> 100°C

pH

No se aplica

Densidad relativa

No se aplica

10. ESTABILIDA Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD

Estable en condiciones normales de almacenamiento

Reacciones peligrosas

- Condiciones a evitar

No mezclar con otros productos

11. INFORMACIONES TOXICOLOGICAS

Puede provocar reacciones de tipo alérgico después de la aplicación del producto sobre la piel o las mucosas. (presencia de parabens)

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS

ECOTOXICIDAD

No eliminar en las aguas naturales, desagües, y en el suelo.

 PIERRE ROLLAND	FICHAS DE SEGURIDAD Según normativa 91/155/CEE Producto: SITSALICINE Pasta FDS n°: P77803 del 17/09/97
---	---

13. MEDIDAS RELATIVAS A LA ELIMINACION

RESIDUOS DE LOS PRODUCTOS

Prohibiciones

Prohibido tirar en los ríos. No eliminar en los escombros domésticos.

Destrucción / eliminación

Conforme con las normativas, legislaciones y decretos en vigor. Eliminar este producto como si fuera peligroso

EMBALAJES SUCIOS

Prohibiciones

No quemar o agujerear el embalaje después de uso

Destrucción / eliminación

Eliminar este producto como si fuera un embalaje peligroso

14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE

NORMAS INTERNACIONALES

Vías terrestres ADR/RID

No reglamentado

Vías marítimas IDMG

No reglamentado

Vías áreas IATA/ICAO

No reglamentado

15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

Tipo de uso

- recomendado

Etiquetas obligatorias para productos peligrosos (auto clasificación): No sujeto

16. OTRAS INFORMACIONES

Tipo de uso

- recomendado

ADVERTENCIA: Producto para uso dental profesional.

Frases complementarias

Esta ficha completa las notas técnicas de uso pero no las reemplaza. Las informaciones que contiene están basadas en los conocimientos actuales sobre el producto, en la fecha de puesta al día. Están dados de buena fe.

Advertencia: el uso de un producto a fines diferentes de los previstos puede implicar riesgos.

El usuario debe conocer el producto y tener en cuenta el conjunto de los textos relacionados con la actividad de este.

El conjunto de las prescripciones reglamentarias mencionadas tiene por finalidad ayudar al usuario a cumplir con sus obligaciones mientras esta usando un producto peligroso.

Esta enumeración no se debe considerar como exhaustiva. No exonera el usuario de asegurarse que no tiene más obligaciones en razón de textos existentes no citados y que regulan la posesión y el uso del producto, por las cuales es el único responsable.

Fin del documento – contiene 3 páginas.