

FICHA TÉCNICA

ÁCIDO EN GEL AZUL PROCLINIC		
REFERENCIAS	0110	
FABRICANTE / RESPONSABLE	J. Ripoll S.L Río Tiétar, 20 28110, Algete, Madrid España	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	- Ácido ortofosfórico al 37% en gel de color azul para una buena visualización. - De viscosidad media para una fácil aplicación y tixotrópico que permite que no se desplace del lugar donde es colocado. - Fácil de enjuagar, no deja residuo alguno. - Puntas de plástico desechables provistas de agujas precurvadas que permiten una colocación precisa del ácido.	
COMPOSICIÓN	Ácido ortofosfórico.	
PRESENTACIÓN	1 jeringa de 12 g + 12 puntas.	
FINALIDAD	Ácido ortofosfórico para uso profesional.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Mantener en un rango de 15°C a 25°C (temperatura ambiente).	

TECHNICAL DATA SHEET

ETCHING GEL BLUE PROCLINIC		
REFERENCES	0110	
MANUFACTURER	J. Ripoll S.L Río Tiétar, 20 28110, Algete, Madrid (SPAIN)	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	- Orthophosphoric acid 37% in blue colored gel for good visualization. - Medium viscosity for easy application and thixotropic which allows it not to move from the place where it is placed. - Easy to rinse, leaves no residue. - Disposable plastic tips with pre-curved needles for precise placement of the acid.	
COMPOSITION	Orthophosphoric acid.	
PACKAGING	1 syringe of 12 g + 12 tips.	
INTENDED USE	Orthophosphoric acid for profesional use	
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Keep in a range of 15°C to 25°C (room temperature).	