

FICHA TÉCNICA

COPAS DE GOMA PROCLINIC		
REFERENCIAS	0126	
FABRICANTE / RESPONSABLE	STODDARD MANUFACTURING Co. Ltd. Blackhorse road, letchworth, herts, sg6 1hb, England - Tel: + 44 (0) 1462 686221 www.stoddard.co.uk	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	- Copas fabricadas en goma que se adaptan a la superficie del diente. - Posee 4 láminas interiores que permiten un buen contacto, evitando abrasiones y salpicaduras. - Para contra-ángulo. - Contiene látex.	
COMPOSICIÓN	Termoplástico Elastómero (polímero), vástago de latón, polipropileno.	
PRESENTACIÓN	36 unidades por envase.	
FINALIDAD PREVISTA	Son productos de un solo uso para el pulido profiláctico de empastes de dientes, oro y amalgama.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Este producto es adecuado para uso transitorio, pero no debe implantarse de forma permanente en el cuerpo humano.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No se requieren condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

RUBBER CUPS PROCLINIC		
REFERENCES	0126	
MANUFACTURER	STODDARD MANUFACTURING Co. Ltd. Blackhorse road, letchworth, herts, sg6 1hb, England - Tel: + 44 (0) 1462 686221 www.stoddard.co.uk	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class IIa, Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	- Cups made of rubber that adapt to the surface of the tooth. - It has 4 inner sheets that allow good contact, avoiding abrasions and splashes. - For contra-angle. - Contains latex.	
COMPOSITION	Thermoplastic Elastomer (polymer), brass stem, polypropylene.	
PACKAGE	36 units per-container.	
INTENDED USE	They are single-use products for the prophylactic polishing of tooth, gold and amalgam fillings.	
SAFETY INFORMATION	This product is suitable for transient use, but should not be permanently implanted in the human body.	
STORAGE AND TRANSPORT	No special storage and transport conditions are required.	