

## FICHA TÉCNICA

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SPRAY LUBRICANTE UNIVERSAL BESTDENT |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| REFERENCIAS                         | 01922                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| FABRICANTE / RESPONSABLE            | PRISMAN GmbH.<br>Otto-Hahn-Ring 6-18<br>64653 Lorsch<br>Tel: +49 6251 866980-0                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| CLASIFICACIÓN                       | Producto Sanitario Clase I, Reglamento 2017/745/UE.                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| DESCRIPCIÓN                         | Spray lubricante universal para el mantenimiento de turbinas, piezas de manos y contra-ángulos, Alargar la vida útil de los instrumentos.                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| PRESENTACIÓN                        | Botella de 250 ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| VIDA ÚTIL                           | 3 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| FINALIDAD                           | Proporciona una excelente lubricación y limpieza interna. De este modo permite que los instrumentos funcionen a la perfección.                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD      | Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No fumar cerca. No perforar ni quemar, aun después del uso. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a los 50 °C. |                                                                                     |
| ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE         | Conservar en un lugar fresco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Conservar en un lugar fresco y seco en recipientes bien cerrados. Proteger del calor y de la luz solar directa. Almacenar en posición vertical.                                                                               |                                                                                     |

## TECHNICAL DATA SHEET

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| OIL SPRAY UNIVERSAL BESTDENT |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| REFERENCE                    | 01922                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| MANUFACTURER                 | PRISMAN GmbH.<br>Otto-Hahn-Ring 6-18<br>64653 Lorsch<br>Tel: +49 6251 866980-0                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| CLASSIFICATION               | Class I Medical Device, Regulation 2017/745/EU.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| DESCRIPTION                  | Universal lubricant spray for the maintenance of turbines, handpieces and contra-angle handpieces.<br>Extends the service life of the instruments.                                                                                                                      |                                                                                     |
| COMPOSITION                  | Butane and propane.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| PACKAGE                      | Bottle of 250 ml.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| SHELF LIFE                   | 3 years.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| INTENDED USE                 | It provides excellent lubrication and internal cleanliness. This allows the instruments to function perfectly.                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| SAFETY INFORMATION           | Keep away from heat, hot surfaces, sparks, flames and other sources of ignition. Do not smoke nearby. Do not pierce or burn, even after use. Do not spray on an open flame or other ignition source. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures above 50 °C.. |                                                                                     |
| STORAGE AND TRANSPORT        | Store in a cool place. Keep container tightly closed. Store in a cool, dry place in tightly closed containers. Protect from heat and direct sunlight. Store in an upright position.                                                                                     |                                                                                     |